



ARGENTA
WET

Diagnostyka weterynaryjna PCR.
Odczynniki do ekstrakcji kwasów
nukleinowych i testy PCR.



ARGENTA.COM.PL



SPIS TREŚCI

3 ODCZYNNIKI DO EKSTRAKЦИИ KWASÓW NUKLEINOWYCH

MagMax™ CORE

ADIAPURE™

5 Testy PCR

VetMAX

ADIAVET™



MagMax™ CORE



Zestaw do oczyszczania kwasów nukleinowych MagMAX™ CORE został zwalidowany dla następujących materiałów biologicznych:

- Krew pełna
- Ślina
- Tkanki/narządy
- Mieszki włosowe
- Surowica
- Próbki środowiskowe
- Osocze
- Kał
- Wymazy pobrane od zwierząt, wymazy z kału i wymazy środowiskowe
- Mleko, mleko od krów z mastitis
- Nasienie
- Wycinki z ucha
- Hodowla InPouch TF (Tritrichomonas foetus) firmy Biomed Diagnostics
- Wycinki z kolczykowicy

Uniwersalny zestaw odczynników do ekstrakcji kwasów nukleinowych

MagMax™ CORE to uniwersalna ekstrakcja próbki - rozwiązanie zaprojektowane, aby spełnić obecne i przyszłe wymagania Twojego laboratorium. Ta modułowa technologia jest zoptymalizowana by oczyszczać kwasy nukleinowe z najszerszego zakresu matryc weterynaryjnych w porównaniu do testów dostępnych na rynku.

MagMax™ CORE pomaga laboratoriom oszczędzać czas oraz pieniądze dzięki optymalizacji zestawu!

- jeden zestaw do izolacji różnych rodzajów materiału genetycznego: kwasów nukleinowych wirusów, DNA bakteryjnego, DNA genomowego
- dostarcza doskonałej czystości materiał genetyczny - do testów molekularnych oraz sekwencjonowania
- zredukowane tworzywa sztuczne znacznie minimalizują ilość odpadów i dodatkowe koszty
- odczynniki w temperaturze pokojowej: pomoc w zaoszczędzeniu miejsca i redukcja kosztów
- 14 unikalnych typów próbek - system sprawdzony pod kątem badania wielu różnych matryc
- uniwersalny protokół dostosowany do instrumentów KingFisher™ DuoPrime oraz Flex
- system otwarty - zestaw pracuje również z automatami konkurencji!
- możliwość pracy w trybie manualnym - test mogą stosować laboratoria niewyposażone w automatyczny system ekstrakcji

PRODUKT	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY
Moduł i zestaw MagMAX™ CORE		
Zestaw do oczyszczenia kwasów nukleinowych MagMAX™ CORE	100 reakcji	A32700
Zestaw do oczyszczenia kwasów nukleinowych MagMAX™ CORE	500 reakcji	A32702
Mechaniczny moduł lizujący MagMAX™ CORE	100 reakcji	A32836
MagMAX CORE Mastitis and Panbacteria Module	100 reakcji	A39522
Detection Enhancer	100 reakcji	A44810
Detection Enhancer	500 reakcji	A44941
Detection Enhancer	1000 reakcji	A44811
Zestawy łączone do łatwego zamawiania		
Zestaw do oczyszczenia kwasów nukleinowych MagMAX™ CORE+mechaniczny moduł lizujący	100 reakcji	A37487
Zestaw do oczyszczenia kwasów nukleinowych MagMAX™ CORE+mechaniczny moduł lizujący+mikrokulki szklane	100 reakcji	A37488
Mechaniczny moduł lizujący MagMAX™ CORE+Moduł Mastitis & Panbacteria	100 reakcji	A40289
Dodatkowe produkty		
Mikrokulki szklane MagMAX™ CORE	100 reakcji	A37489
Roztwór lizujący MagMAX™ CORE	100 reakcji	A37489
Bufor PK do zestawu MagMAX™ - 96 DNA Multi-Sampl	100 reakcji	4489111




ADIAPURE™

System manualnej ekstrakcji kwasów nukleinowych

ADIAPURE obejmuje szeroki zakres odczynników ekstrakcyjnych opracowanych i przystosowanych do różnych parametrów. Pozwalają na szybkie przygotowanie i ekstrakcję różnego rodzaju próbek i są łatwe i przyjazne w użyciu.

PRODUKT	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY
ADIAPURE™ SLB Zestaw do ekstrakcji DNA z ptasich wymazów przez bezpośrednią lizę	500ml	ADIADP0ISI-500
ADIAPURE™ PARATB MILK Zestaw do ekstrakcji i oczyszczania DNA z wykorzystaniem kulek magnetycznych, Zestaw do ekstrakcji M. avium subsp. paratuberculosis z mleka krowiego	100 ekstrakcji	ADIADP04M-100
ADIAPURE™ TLB Zestaw do ekstrakcji RNA BVDV przez bezpośrednią lizę	500 ekstrakcji	ADIADP10EI-400
ADIAPURE™ ALIQUOTED GLASS BEADS Zestaw do ekstrakcji DNA z próbek kału bydła	480 ekstrakcji	ADIADPBIA-480
ADIAFILTER filtry do ekstrakcji DNA z próbek kału bydła	100 reakcji	ADIFIL100
ADIAPURE™ PURIFICATION Zestaw do ekstrakcji i oczyszczania DNA przez filtrację membranową, zestaw do ekstrakcji DNA dla drobiu i b dła	480 reakcji	ADIADP00I-480
ADIAMAG 200R Zestaw do ekstrakcji RNA i DNA z kulkami magnetycznymi dla KingFisher™ mL oraz 96/Flex 200 reakcji		NADI003
ADIAMAG XL 800R Zestaw do ekstrakcji RNA i DNA z kulkami magnetycznymi dla KingFisher™ mL oraz 96/Flex 800 reakcji		NADI003-XL
LB3 Zestaw do ekstrakcji RNA i DNA z kulkami magnetycznymi dla KingFisher™ mL oraz 96/Flex 125ml butelka zbiorcza		NADI004
ADIAPURE™ Lysis FLEX Zestaw do ekstrakcji DNA przez bezpośrednią lizę próbek z wymazów ptasich i drobiu		ADPLFI-500





TESTY PCR

applied
biosystems
by Thermo Fisher Scientific

VetMAX

VetMAX Animal Health to rozwiązania diagnostyczne umożliwiające skuteczne leczenie chorób. Produkty te zostały rygorystycznie opracowane w celu wydajnego, wygodnego i niezawodnego przeprowadzania badań PCR nawet w trudnych warunkach. Portfolio obejmuje szeroki zakres wykrywanych patogenów.

Testy PCR

PRODUKT	NR KATALOGOWY
BYDŁO	
CHOROBY ROZRODU	
VetMAX IBR/BHV-1 Reagents	4415203
VetMAX-Gold Trich Detection Kit - 100 Tests	4483869
VetMAX BHV Type 4 Kit - 50 Tests	BHV450
VetMAX Campylobacter Fetus Kit - 50 Tests	CFPS0
VetMAX Chlamydophila spp. Kit - 50 Tests	CHLPS0
VetMAX Coxiella burnetii Absolute Quant kit - 100 Tests	FQPAQ
VetMAX Coxiella burnetii Feces kit - 100 Tests	FQPE
VetMAX Coxiella burnetii & Chlamydophila spp. Kit - 100 Tests	TFQQCHP
VetMAX Toxoplasma gondii kit - 50 Tests	TXPS0
VetMAX Neospora Caninum kit - 50 Tests	NEOSP
VetMAX Ruminant Abortion Screening kit Multiplex detection - 8 x 25 Tests	SARP
CHOROBA BŁĘKITNEGO JĘZYKA	
VetMAX BTVI IAH Typing Kit - 50 Tests	BTVIGIAHS0
VetMAX BTV4 IAH Typing Kit - 50 Tests	BTV4GIAHS0
VetMAX BTV8 IAH Typing Kit - 50 Tests	BTV8GIAHS0
VetMAX European BTV Typing Kit - 8 x 50 Tests	BTVEUG
VetMAX BTV NS3 All Genotypes Kit - 100 Tests	BTVNS3
MASTITIS U BYDŁA	
VetMAX MastiType Micro4 Kit - 100 reactions	A39235
VetMAX MastiType Myco8 Kit - 100 reactions	A39236
VetMAX MastiType Multi Kit - 100 reactions	A39227
VetMAX MastiType Micro4 Combo Kit (A40289 + A39235) - 100 reactions	A40292
VetMAX MastiType Myco8 Combo Kit (A40289 + A39236) - 100 reactions	A40291
VetMAX Mycoplasma bovis kit - 50 Tests	MPBO50
VetMAX MastiType Multi Combo Kit (A40289 + A39227) - 100 reactions	A40290
BIEGUNKA WIRUSOWA U BYDŁA	
VetMAX-Gold BVDV PI Detection Kit - 100 Tests	4413938
VetMAX BVDV Screening kit - 100 Tests	B12S
VetMAX BVDV 4ALL kit - 100 Tests	BVD4ALL
CHOROBY JELIT	
VetMAX ruminant Rotavirus & Coronavirus kit - 50 Tests	RRCS0
Coronavirus VetMAX-Gold MAP Detection Kit (For NA) - 100 reactions	A29809



TESTY PCR

PRODUKT	NR KATALOGOWY
MAP/CHOROBAJOHN'A	
VetMAX Mycobacterium paratuberculosis Screening Kit - 100 RNX	4468847
VetMAX-Gold MAP Detection Kit -100 RNX (For NA)	A29809
VetMAX Mycobacterium paratuberculosis 2.0 kit - 100 Tests	MPTSA
VetMAX MAP IS900-F57 kit - 100 Tests	TMPT
CHOROBY ODDECHOWE	
VetMAX Pasteurella multocida Toxinogenic Kit - 50 Tests	PMTP50
VetMAX BRSV PI3 kit - 50 Tests	TRSVPI350
VetMAX Ruminant Respiratory Screening Kit - 25 Tests	SRPR
VetMAX Mycobacterium tuberculosis Complex Real-Time PCR Kit - 100 Tests	MTBC
TRZODA CHLEWNA	
CHOROBY ODDECHOWE	
VetMAX PRRSV EU & NA 2.0 Kit	A35751
VetMAX PRRSV NA & EU Controls	4405548
VetMAX PRRSV NA & EU Reagents	4468465
VetMAX CIRCOVIRUS 2 Reagents	4486961
VetMAX-Gold SIV Detection Kit - 100 Tests	4415200
VetMAX-Gold SIV Subtyping Kit - 100 Tests	4485541
VetMAX INFLUENZA A-09 kit - 100 Tests	INFAPSWINE
VetMAX Mycoplasma hypopneumoniae CONTROL EACH	4415198
VetMAX Mycoplasma hypopneumoniae REAGENTS AB EACH	4415217
VetMAX PORCINE PCV2 Quant Kit - 100 Tests	QPCV
VetMAX PEDV/TGEV/SDCoV Kit - 100 Tests	A33402
VetMAX Lawsonia intracellularis Kit - 50 Tests	LAWP50
VetMAX Brachyspira hyodysenteriae kit - 50 Tests	BHYO50
INNE CHOROBY	
VetMAX African Swine Fever Detection Kit-100 Tests	A28809
VetMAX Porcine Parvovirus Kit - 50 Tests	PPVP50
AKWAKULTURA	
VetMAX INFECTIOUS HEMATOPOIETIC NECROTIC VIRUS Detection Reagents, 100 reakcji	4486954
VetMAX INFECTIOUS SALMON ANAEMIA VIRUS Detection Reagents, 100 reakcji	4486956
VetMAX KOI HERPES VIRUS Detection Reagents, 100 reakcji	4486957
VetMAX TAU RA SYNDROME VIRUS (TSV) Detection Reagents, 100 reakcji	4486962
VetMAX VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA Detection Reagents, 100 reakcji	4486963
VetMAX WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) Detection Reagents, 100 reakcji	4486964
VetMAX YELLOW HEAD DISEASE VIRUS (YHV) Detection Reagents, 100 reakcji	4486967
VetMAX INFECTIOUS MYONECROSIS VIRUS (IMNV) Detection Reagents, 100 reakcji	4486968
VetMAX SHRIMP IHHN & WSSV Reagents, 100 reakcji	4486969
VetMAX SHRIMP YH, TS & IMN Reagents, 100 reakcji	4486970
VetMAX VIRAL NERVOUS NECROSIS Detection Reagents, 100 reakcji	4486971
VetMAX INFECTIOUS HYPODERMAL & HEMATOPOIETIC NECROSIS VIRUS (IHNV) Detection Reagents, 100 reakcji	4486974
VetMAX L. intracellularis Reagents, , 100 reakcji	4486958



TESTY PCR

PRODUKT	NR KATALOGOWY
DRÓB	
VetMAX NDV - Xeno™ RNA Controls	4406874
VetMAX NDV - TaqMan® Newcastle Disease Virus (NDV) and Xeno™ RNA Controls & XENO Controls	4406875
VetMAX NDV kit - 100 Tests	NDV
VetMAX-Gold AIV Detection Kit	4485261
VetMAX Mycoplasma gallisepticum/ synoviae Reagents	4486959
VetMAX Avian Metapneumovirus Kit - 50 Tests	APVP50
VetMAX Mycoplasma gallisepticum & Mycoplasma synoviae Kit - 100 Tests	MMAP
VetMAX West nile virus Kit - 50 Tests	WNPEXO50
KONIE	
VetMAX EAV Kit - 50 Tests	EAVP50
VetMAX West nile virus Kit - 50 Tests	WNPEXO50
KOTY	
VetMAX FIP (Feline Coronavirus) DUAL IPC Kit - 50 Tests	PIFP50
VetMAX Anaplasma phagocytophilum Kit - 50 Tests	ANAP50
VetMAX Chlamydophila spp. Exogenous IPC Kit - 50 Tests	CHLPEXO50
VetMAX Salmonella enterica spp. Kit - 100 Tests	SALMSPP





ADIAVET™



ADIAVET™ to szeroka gama zestawów do amplifikacji PCR w czasie rzeczywistym, kompatybilnych z różnymi modelami termocyklerów. Odczynnik do amplifikacji jest gotowy do użycia i ma długi termin przydatności (≥ 18 miesięcy).

Testy PCR

PRODUKT	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY
DRÓB		
ADIAVET™ ORT REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania <i>Ornithobacterium rhinotrachea/e</i> u drobiu	100 reakcji	#416443
ADIAVET™ MG REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii <i>Mycoplasma gallisepticum</i> u drobiu	100 reakcji	#417998
ADIAVET™ MS REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii <i>Mycoplasma Synoviae</i> u drobiu	100 reakcji	#417999
ADIAVET™ MYCO AV Fast REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii <i>Mycoplasma gallisepticum</i> i <i>Mycoplasma synoviae</i> u drobiu	100 reakcji	ADI016-100
ADIAVET™ MYCO AV Fast REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii <i>Mycoplasma gallisepticum</i> i <i>Mycoplasma synoviae</i> u drobiu	500 reakcji	ADI016-500
ADIAVET™ MM/MI FAST TIME 100R Test PCR do wykrywania <i>M. meleagridis</i> i <i>M. iowae</i> , Test Triplex na wymazy, próbki środowiskowe, kulturę bakteryjną i kartę FTA, dla drobiu		ADI601-100
ADIAVET™ MYCO AV REAL TIME 100R Test PCR do wykrywania <i>M. gallisepticum</i> i <i>M. synoviae</i> , Test Triplex na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną dla drobiu		417996
ADIALYO™ MS/MG 1000R Test PCR do wykrywania <i>M. gallisepticum</i> i <i>M. synoviae</i> , Test Triplex na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną, dla drobiu		ADL01Y1-1000
ADIAVET™ AIV REAL TIME Test PCR do wykrywania ptasiej grypy	500 reakcji	ADI283-500
ADIAVET™ AIV REAL TIME Test PCR do wykrywania ptasiej grypy	100 reakcji	ADI283-100
ADIAVET™ MS-H DIVA FAST TIME 100R Test PCR do wykrywania i różnicowania szczepów terenowych <i>M. synoviae</i> z żywej szczepionki MS-H, Test potrójny na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną dla drobiu		ADI561-100
ADIALYO™ MM/MI 1000R Test PCR do wykrywania <i>M. meleagridis</i> i <i>M. iowiae</i> , Test Triplex na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną dla drobiu		ADL60Y1-1000
ADIAVET™ MAREK REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa choroby Mareka u drobiu	100 reakcji	ADI461-100



TESTY PCR

TRZODA CHLEWNA

ADIAVET™ LAW REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii Lawsonia intracel/ularis u świń	100 reakcji	#418020
ADIAVET™ BRACHY REAL TIME Test PCR do wykrywania Brachyspira hyodysenteriae i Brachyspira pilosicoli	100 reakcji	#418021
DIIVET™ APP TYPING Test PCR do wykrywania Actinobacillus p/europneumoniae u trzody chlewnej	50 reakcji	ADI032-50
ADIAVET™ APP REAL TIME SCREENING Test RT-PCR do wykrywania Actinobacillus pleuropneumoniae u trzody chlewne (BVDV)	100 reakcji	ADI033-100
ADIAVET™ PRV REAL TIME test RT-PCR do wykrywania wirusa Aujeszky'ego u świń, dzików i psów	100 reakcji	ADI072-100
ADIAVET™ PRRSV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego u świń	100 reakcji	ADI133-100
ADIAVET™ CSFV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa klasycznego pomoru świń	100 reakcji	ADI223-100
ADIAVET™ SIV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania grypy świń	100 reakcji	ADI282-100
ADIAVET™ WEST-NILE REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania gorączki zachodniego Nilu u drobiu i koni	100 reakcji	ADI471-100

TRZODA CHLEWNA

ADIAVET™ M. HYOP REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii Mycoplasma hyopneumoniae u świń	100 reakcji	#418022
ADIAVET™ NEOSPORA REALTIME Test RT-PCR do wykrywania neosporozy u bydła, owiec i koni	100 reakcji	#418023
ADIAVET™ CHLAM.A. REAL TIME test RT-PCR do wykrywania bakterii Chlamydia abortus u bydła, kóz, owiec i koni	100 reakcji	#418024
ADIAVET™ LEPTO REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania leptospirozy u gryzoni, bydła, kóz, owiec, koni i psów	100 reakcji	#418026
ADIAVET™ TOXO REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania toksoplazmozy u bydła, kóz i owiec	100 reakcji	#418027
ADIAVET™ ANA PHA REAL TIME Test PCR do wykrywania Anaplasma phagocytophilum u bydła, owiec, dzikich jeleniowatych i koni	100 reakcji	#418028
ADIAVET™ PARATB REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis u bydła, kóz i owiec	100 reakcji	ADI045-100
ADIAVET™ BVDV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusowej biegunki u bydła i wirusa choroby granicznej bydła, kóz, owiec i dzikich zwierząt jeleniowatych	100 reakcji	ADI105-100
ADIAVET™ BVDV Fast REAL TIME Test Fast RT-PCR do wykrywania wirusowej biegunki bydła oraz wirusa choroby granicznej bydła, kóz, owiec i dzikich zwierząt jeleniowatych	100 reakcji	ADI106-100
ADIAVET™ COXIELLA REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii Coxiella burnetii u bydła, kóz i owiec	100 reakcji	ADI143-100



TESTY PCR

PRODUKT	ILOŚĆ	NR KATALOGOWY
ADIAVET™ BTV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa choroby niebieskiego języka u bydła i owiec	100 reakcji	ADI352-100
ADIAVET™ BTV REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa choroby niebieskiego języka u bydła i owiec	500 reakcji	ADI352-100
ADIAVET™ COXIELLA REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania bakterii Coxiel/a burnetii u bydła, kóz i owiec	100 reakcji	ADI143-100
ADIAVET™ BTV TYPE 1 REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa choroby niebieskiego języka u bydła i owiec, typ 1	50 reakcji	ADI381-50
ADIAVET™ A/H1N1 (2009) REAL TIME Test PCR do wykrywania pandemii grypy A/H1N1	50 reakcji	ADI441-50
ADIAVET™ BESNOITIA REAL TIME Test PCR do wykrywania Besnoitiozy bydła	100 reakcji	ADI451-100
ADIAVET™ BoHV-4 REAL TIME Test PCR do wykrywania wirusa opryszczki bydłowej typu 4	100 reakcji	ADI481-100
ADIAVET™ SCHMALLEMBERG REAL TIME Test RT-PCR do wykrywania wirusa Schmallemborg (SBV) u bydła, kóz i owiec	100 reakcji	ADI481-100
ADIAVET™ CEMO TAYLORELLA REAL TIME Test PCR do wykrywania bakterii Taylorella equigenitalis i Taylorella asinigenitalis powodujących zakaźne zapalenia stawów u koni	100 reakcji	ADIS01-100
ADIAVET™ CEMO KLEB/PSEUDO REAL TIME Test PCR do wykrywania bakterii Klebsiel/a Pneumoniae i Pseudomonas Aeruginosa u koni	100 reakcji	ADIS11-100
ADIAVET™ CEMO TAYLORELLA REAL TIME 500R Test PCR do wykrywania zakaźnego zapalenia macicy przez Taylorella, Test dupleksowy na tkankę, mózg, krew pełną i surowicę dla koni		ADI501-500
ADIAVET™ TOXO FAST TIME 100R Test PCR do wykrywania toksoplazmozy, Test dupleksowy na wymaz, tkankę i mózg dla bydła, kóz, owiec i kotów		ADI273-100
ADIAVET™ A/H1N1 (2009) REAL TIME 100R Test PCR do wykrywania pandemicznej grypy świń A/H1N1(2009), Test dupleksowy na wymaz z nosa, omoczniowy lub oskrzelowy, kultury płynne, tkankowe i wirusowe dla świń		ADI441-100
ADIAVET™ AIV H5-H7 REAL TIME 50R Test PCR do wykrywania podtypów ptasiej grypy H5 i H7, Test dupleksowy na wymaz z kloaki/tchawicy i kału dla drobiu		ADI531-50
ADIAVET™ BTV TYPE 4 REAL TIME 50R Test PCR do wykrywania choroby niebieskiego języka typu 4, Test dupleksowy dla krwi pełnej. Test diagnostyczny dla bydła i owiec		ADI541-50
ADIAVET™ ASFV FAST TIME 100R Test PCR do wykrywania afrykańskiego pomoru świń, Test dupleksowy do wymazu z krwi lub wysięku, tkanki, pełnej krwi, surowicy i hodowli wirusowej.		ADI551-100



TESTY PCR

ADIAVET™ IHNV REAL TIME 100R Test PCR do wykrywania wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN), Test dupleksowy dla supernatantu narządów lub hodowli wirusów, dla ryb	ADI571-100
ADIAVET™ VHSV REAL TIME 100R Test PCR do wykrywania wirusa wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS), Test dupleksowy dla supernatantu narządów lub hodowli wirusów, dla ryb	ADI581-100
ADIAVET™ IPNV REAL TIME 100R Test PCR do wykrywania wirusa zakaźnej martwicy trzustki (IPN), Test dupleksowy dla supernatantu narządów lub hodowli wirusów, dla ryb	ADI641-100
ADIALYO™ MS/MG 200R Test PCR do wykrywania M. gallisepticum i M. synoviae, Test Triplex na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną, dla drobiu	ADL01Y1-200
ADIALYO™ COXIELLA 200R Test PCR do wykrywania gorączki Q, Test dupleksowy na wymazy z tkanek, tkanki, kału, płyn owodniowy i mleko dla bydła, kóz i owiec	ADL14Y1-200
ADIALYO™ MM/MI 200R Test PCR do wykrywania M. meleagridis i M. iowiae, Test Triplex na wymaz z tchawicy, próbki środowiskowe i kulturę bakteryjną dla drobiu	ADL60Y1-200
ADIAVET™ AIV H5-H7 REAL TIME 50R Test PCR do wykrywania podtypów ptasiej grypy H5 i H7, Test dupleksowy na wymaz z kloaki/tchawicy i kału dla drobiu	ADI531-50
ADIAVET™ BTV TYPE 4 REAL TIME 50R Test PCR do wykrywania choroby niebieskiego języka typu 4, Test dupleksowy dla krwi pełnej. Test diagnostyczny dla bydła i owiec	ADI541-50



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
t. +48 61 847 463 **e.** info@argenta.com.pl **w.** www.argenta.com.pl