



ARGENTA



Testy do badań molekularnych



Testy PCR na platformy otwarte



Wysoka czułość



Szerokie zastosowania medyczne i laboratoryjne



Testy

Symbol	Skrót	Nazwa testu	Dostępne liczby reakcji	Zwalidowane na termocyklery
S3108E	HPV G23	Human Papillomavirus DNA (23 genotypes) Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	24T/48T	ABI7500, QuantStudio5 and SLAN-96P
S3031E	HPV 15HR	15 High-risk Human Papillomavirus Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	ABI7500, QuantStudio 5, MA-6000, SLAN-96P, LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, iPonatic S-Q31A&B,S-Q36A
S3119E	HCV Ultra	Hepatitis C Virus RNA Quantitative Fluorescence Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	24T	SLAN-96P, ABI7500, Roche cobas 480
S3014E	HCMV	Human Cytomegalovirus DNA Quantitative Fluorescence Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	ABI7500, LightCycler 480 and Stratagene Mx3000P
S3066E	6 RP	Six Respiratory Pathogens Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing) - Influenza Virus A(FluA), Influenza Virus B(FluB), Respiratory Syncytial Virus (RSV), Adenoviruses(Adv), Human Rhinovirus (HRV), Mycoplasma Pneumonia (MP)	24T/12P	ABI7500, QuantStudioTM 5, SLAN-96P, MA-6000, Bio-Rad CFX-96, iPonatic S-Q31A&B,S-Q36A
S3046E	HIV-1	Human Immunodeficiency Virus Type 1 RNA Quantitative Fluorescence Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	SLAN-96P, ABI7500, Roche cobas 480
S3118E	HBV Ultra	Hepatitis B Virus DNA Quantitative Fluorescence Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	SLAN-96P, ABI7500, Roche cobas 480
S3050E	CT/UU/NG	Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticum/Neisseria Gonorrhoeae DNA Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	ABI 7500 and Slan 96P
S3148E	SARS-CoV-2/Flu/RSV	SARS-CoV-2, Influenza Virus and Respiratory Syncytial Virus Multiple Nucleic Acid Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T	ABI7500, SLAN-96P, MA-6000, QuantGene 9600, iPonatic S-Q31A&B,S-Q36A
S3018E	TB	Mycobacterium Tuberculosis DNA Fluorescence Diagnostic Kit (PCR-Fluorescence Probing)	48T/12P	ABI 7500, SLAN-96P,MA-6000, Stratagene Mx3000P, iPonatic S-Q31A&B,S-Q36A

Najważniejsze zalety oferowanych testów:

- **Test HPV G23** Identyfikacja 23 genotypów HPV (w tym 14 wysokiego ryzyka)
- **Test HPV 15HR** Technologia szybkiego uwalniania kwasu nukleinowego "One-Tube"
- **Test HCV Ultra** Granica wykrywalności: 12 IU/ml
- **Test HCMV** Technologia szybkiego uwalniania kwasu nukleinowego "One-Tube"
- **Test 6 RP** Diagnostyka z wymazów z jamy nosowo-gardłowej i ustno-gardłowej oraz próbek BAL
- **Test HIV-1** Diagnostyka obejmująca genotypy z grupy HIV-1 M, O, N
- **Test HBV Ultra** Granica wykrywalności: 5 IU/ml
- **Test CT/UU/NG** Precyzja wyników dzięki wykorzystaniu enzymu UNG i wewnętrznej kontroli dUTP
- **Test TB** Zwalidowanie na większość termocyklery dostępnych na rynku

