



ARGENTA

## Zautomatyzowany system do posiewów krwi BC 60 (Autobio)



- Urządzenie modułowe, obsługuje do 360 pozycji butelek.
- Zintegrowana jednostka sterująca zapewnia większą elastyczność użytkowania urządzenia.
- Lepsze utrzymanie jednorodności temperatury eliminuje wpływ otwierania i zamykania drzwi.
- Moduł wykrywania objętości krwi (opcjonalnie), aby wykonywać dokładne zarządzanie objętością krwi i redukować wpływ objętości krwi na wyniki.
- Niski poziom hałasu (<45 dB) i najmniejszy rozmiar w porównaniu do podobnych produktów.

[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)



## Wydajność oprogramowania

- Kompleksowe funkcje statystyczne
  - współczynnik wykorzystania butelek hodowlanych
  - statystyka oddziałów zlecających badanie
  - współczynnik zgłaszania butelek dodatnich
  - współczynnik czasu usuwania butelek z wynikiem dodatnim itp.
- Oprogramowanie obsługuje funkcję odzyskiwania offline
- Dynamiczne odpowiedzi interfejsu operacyjnego



<4 500 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 490 mm\*410 mm\*390 mm



<9 000 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 490 mm\*410 mm\*780 mm




<13 500 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 980 mm\*410 mm\*780 mm



<18 000 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 980 mm\*410 mm\*780 mm



<22 500 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 1470 mm\*410 mm\*780 mm



<27 000 butelek/rok  
Dł.\*Szer.\*Wys. 1470 mm\*410 mm\*780 mm

