

## Oferta specjalna- fiolki laboratoryjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną na fiolki laboratoryjne marki Fisherbrand™ o pojemności 1.5 oraz 4 ml



### Fiolki 4 ml

- Występują w dwóch wersjach: bez oznaczeń oraz z białym polem do opisu,
- Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej,
- Szkło przezroczyste lub brązowe.

Numer katalogowy	Kolor szkła	Pole do opisu	Wielkość opakowania [szt.]
11556044	brązowe	NIE	100
10571013	przezroczyste	NIE	100
11586044	brązowe	TAK	100
11576044	przezroczyste	TAK	100

### Zakrętki do fiolek 4 ml (ND13)

- Występują w dwóch wersjach: z centralnym otworem oraz bez otworu,
- Wykonane z polipropylenu,
- Wielkość opakowania: 1000 sztuk,
- Kolor: czarny,
- Średnica: 13 mm



Nakrętki bez otworu: nr katalogowy 11707607

Nakrętki z otworem: nr katalogowy 11797597



### Fiolki 1.5 ml

- Występują w dwóch wersjach: bez oznaczeń oraz z białym polem do opisu,
- Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej,
- Szkło przezroczyste lub brązowe,
- Zastosowanie w metodach GC oraz HPLC,
- Wymiary: średnica: 11.6 mm; wysokość: 32 mm

Numer katalogowy	Kolor szkła	Pole do opisu	Wielkość opakowania [szt.]
11545894	brązowe	TAK	100
11525894	przezroczyste	NIE	100
11535894	przezroczyste	TAK	100

### Zakrętki do fiolek 1.5 ml

- Niebieskie zakrętki wykonane z polietylenu,
- Septa z silikonu + PTFE,
- Wielkość opakowania: 1000 sztuk,
- Średnica: 11 mm

Numer katalogowy: 11814910



Zamówienia oraz zapytania należy składać bezpośrednio na adres mailowy  
[fskatalog@argenta.com.pl](mailto:fskatalog@argenta.com.pl)