

VetScan VUE – innowacyjne podejście w interpretacji szybkich testów immunochromatograficznych

W celu eliminacji ewentualnych subiektywnych błędnych interpretacji w odczycie testów

firma



dostarcza nam możliwość automatycznego odczytu. VUE wykorzystuje wbudowany procesor optyczny do interpretacji wyników i powiadamia operatora na jego urządzeniu mobilnym w dowolnym miejscu kliniki. VetScan VUE to rozwiązanie oparte na aplikacji, współdziałające bezpośrednio z urządzeniem mobilnym z systemem Android lub iOS.

Co najważniejsze, wszystkie testy VetScan Rapid Tests są zgodne z urządzeniem VUE.

WYSTARCZY, ŻE... pobierzesz aplikację, połączysz się z VUE, przeprowadzisz test i udostępnisz wynik.



[Kliknij i obejrzyj instruktażowe video](#)



Dzięki niewielkim rozmiarom i bezobsługowości VetScan VUE jest miłym dodatkiem w każdej klinice weterynaryjnej.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!