


**Gotowe pożywki mikrobiologiczne
do monitoringu środowiska produkcji
dla przemysłu farmaceutycznego
Najwyższa niemiecka jakość producenta**



PharmaMedia Dr. Müller GmbH

Właściwości płytek:

- ✓ automatyczna produkcja w izolatorze (klasa czystości A i B)
- ✓ zamykane wieczka
- ✓ pokojowa temperatura przechowywania
- ✓ długi okres przydatności (8-9 miesięcy)
- ✓ minimalna kondensacja pary wodnej
- ✓ sterylizowane wysoką dawką promieniowania 9-20kgy
- ✓ opakowania foliowe łatwe do otwierania bez użycia nożyczek
- ✓ każde opakowanie zabezpieczone wkładem chroniącym przed wahaniami temperatury
- ✓ certyfikaty kontroli jakości dostosowane do wymagań przemysłu farmaceutycznego
- ✓ kompozycja neutralizatorów LTHT (lub LTH) – lecytyna, Tween 80, histydyna, tiosiarczan

Zapraszamy do współpracy. W ofercie firmy Argenta znajdują Państwo również pozostałe produkty niezbędne w laboratorium badającym produkty farmaceutyczne.

Szczegóły u naszych przedstawicieli handlowych.



Nazwa	Nr katalogowy	Wielkość opakowania
TSA + LTHT płytki kontaktowe, potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie, system Click&Safe	100.0100	100 szt.
SDA + LTHT płytki kontaktowe, potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie, system Click&Safe	120.0100	100 szt.
TSA + LTHT płytki sedimentacyjne, potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie, system Click&Safe	200.0060	60 szt.
SDA + LTHT płytki sedimentacyjne, potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie, system Click&Safe	220.0060	60 szt.
TSA + LTH płytki kontaktowe, pojedynczo pakowane, system Click&Safe	300.0120	120 szt.
TSA + LTH płytki sedimentacyjne, pojedynczo pakowane, system Click&Safe	400.0060	60 szt.

ARGENTA

