

Wymazówki

Produkt	Opis	Nr katalogowy	Wielkość opakowania Szt.
Wymazówka sucha z probówką transportową	Sterylna wymazówka z bawełny z drewnianym patyczkiem, probówka ze zgrzewanym dnem	MW1048	100
	Sterylna wymazówka z bawełny z drewnianym patyczkiem, probówka z okrągłym dnem	323108	400
	Sterylna wymazówka z wiskozy z plastikowym patyczkiem 150mm, probówka ze zgrzewanym dnem	MW1028	100
	Sterylna wymazówka z wiskozy z plastikowym patyczkiem 150mm, probówka z okrągłym dnem	323124	400
Wymazówka sucha bez probówki transportowej	Sterylna wymazówka, plastikowa, indywidualnie pakowana w tzw. listkach	CTA90004	1000
Flexiswab™,	długa (205mm), elastyczna niebieska wymazówka, probówka z etykietą, sterylna	MW159	100
NRS™ Transwab® - zestawy do wymazów z powierzchni			
NRS 1ml	Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni po myciu i dezynfekcji: wymazówka w probówce z rozcieńczalnikiem NRS zgodnym z ISO 18593:2004.	MW786	50
NRS 10ml	Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni po myciu i dezynfekcji: wymazówka w probówce z rozcieńczalnikiem NRS zgodnym z ISO 18593:2004.	MW785	50
MRD (Maximum Recovery Diluent) 5 ml	Zestaw zawierający buforowany roztwór chlorku sodu z peptonem	MW797	50
MRD (Maximum Recovery Diluent) 10ml	Zestaw zawierający buforowany roztwór chlorku sodu z peptonem	MW796	50
Buffered Peptone	Zestaw do pobierania wymazów z powierzchni w kierunku <i>Salmonella</i> .	MW776	50

Water 10ml			
Letheen Broth 10ml	Zestaw do oznaczania skuteczności antybakteryjnej dezynfektantów opartych na czwartorzędowych zasadach amonowych, Letheen broth jest rekomendowany przez FDA w badaniach kosmetyków	MW792	50
Letheen Broth 5ml		MW793	50
Letheen Broth 1ml (do użycia z Petrifilmem zamiennie z 3M Quick Swab)		MW794	50