



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

 SD BIOSENSOR

STANDARD F

Uniwersalny i kompaktowy analizator wykonujący oznaczenia ilościowe oraz jakościowe





STANDARD F – uniwersalny i kompaktowy analizator do oznaczeń ilościowych i jakościowych

Analizatory STANDARD F zapewniają prosty, dokładny i szybki odczyt immunoenzymatycznych testów kasetowych z lateralnym przepływem, zapewniający zautomatyzowany proces odczytu wyników.

Dlaczego STANDARD F?

- **Wieloparametrowe menu**

Szerokie menu (testy jakościowe i ilościowe) na jednym analizatorze

- **Technologia**

Immunofluorescencja, wysoka czułość, obiektywny odczyt, określona wartość Cut Off Index dla testów ilościowych, tryb wczesnej detekcji

- **Łatwość użytkowania**

Automatyzacja procesu

- **Prostota obsługi**

Łatwość wprowadzania SW upgrade za pomocą nośnika USB



Test STANDARD™ F iFOB FIA

- **Ilościowy test** wykorzystujący odczyt

immunofluorescencyjny

- **Parametry testu**

- Cut-off: 10 µg Hb/g (50 ng/mL kału)
- Czułość: 99,48% (wymagane przez AOTMiT: ≥ 85%)
- Specyficzność: 100% (wymagane przez AOTMiT: ≥ 85–90%)

- **Zgodny z rekomendacjami** Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)





STANDARD F – uniwersalny i kompaktowy analizator
do oznaczeń ilościowych i jakościowych

Dostosuj model do swoich potrzeb



F200



F2400

	F200	F2400
Cechy	1 test na pokładzie 7" kolorowy LCD 2,5kg	24 testy na pokładzie, do 70 t/h 10" kolorowy LCD 20kg
Pamięć	3000 wyników	5000 wyników
Drukarka	Zewnętrzna	Zewnętrzna
Obszar zastosowania	Kliniki Gabinety lekarskie Oddziały SOR Laboratoria szpitalne	Laboratoria szpitalne Laboratoria referencyjne



STANDARD F – uniwersalny i kompaktowy analizator do oznaczeń ilościowych i jakościowych

Item	Product	Ref. No.	Tests/Kit
Choroby układu oddechowego	STANDARD™ F Influenza A/B FIA	10INF20D	25
	STANDARD™ F RSV Ag FIA	10RSV10D	25
	STANDARD™ F Strep A Ag FIA	10STR10D	25
	STANDARD™ F S.pneumoniae Ag FIA	10SPN10D	25
	STANDARD™ F Legionella Ag FIA	10LEG10D	25
	STANDARD™ F Adeno Respi Ag FIA	10ADE10D	25
	STANDARD™ F COVID 19 IgM/IgG Combo FIA	10COV50G	40
	STANDARD™ F COVID-19 Ag FIA Test (NP)	10COV30D	25
	STANDARD™ F COVID-19 Ag FIA Test (Nasal)	10COV31D	25
	STANDARD™ F COVID/Flu Ag Combo Test	10COV71D	25
Choroby wektorowe	STANDARD™ F Dengue NS1 Ag FIA	10DEN10D	25
	STANDARD™ F Dengue IgM/IgG FIA	10DEN20D	25
	STANDARD™ F Zika IgM FIA	10ZK30D	25
	STANDARD™ F Chikungunya IgM/IgG FIA	10CH110D	25
	STANDARD™ F Tsutsugamushi IgM/IgG FIA	10TSU10D	25
	STANDARD™ F Lyme IgM/IgG FIA	10LYM10D	25
Choroby przewodu pokarmowego	STANDARD™ F Norovirus Ag FIA	10NOR20D	25
	STANDARD™ F H. pylori Ag FIA	10HPY10D	25
	STANDARD™ F C. difficile GDH FIA	10CDG10D	25
	STANDARD™ F C. difficile Toxin A/B FIA	10CDT10D	25
	STANDARD™ F Rota/Adeno Ag FIA	10ROT10D	25
STI	STANDARD™ F Syphilis Ab FIA	10SYP10D	25
Choroby przewlekłe	STANDARD™ F HbA1c	10A1C10B	20
	STANDARD™ F U-Albumin FIA	10UAL10B	20
	STANDARD™ F Vitamin D	10VIT10B	20
Choroby zapalne	STANDARD™ F PCT FIA	10PCT20B	20
	STANDARD™ F CRP	10CRP10B	20
Markery sercowe	STANDARD™ F CK-MB FIA	10CKM10B	20
	STANDARD™ F TnI FIA	10TNI10B	20
	STANDARD™ F NT-proBNP FIA	10NTP10B	20
	STANDARD™ F D-dimer FIA	10DDI10B	20
	STANDARD™ F hs-CRP	10HSC10B	20
Hormony	STANDARD™ F β-hCG FIA	10BHC10B	20
	STANDARD™ F TnI/CK-MB Combo FIA	10TNI20B	20
	STANDARD™ F LH FIA	10LH10B	20
	STANDARD™ F TSH FIA	10TSH10B	20
	STANDARD™ F fT4	10FT410B	20
	STANDARD™ F T4	10T410B	20
	STANDARD™ F TSH-II FIA	10TSH20B	20
	STANDARD™ F T3	10T310B	20
Markery nowotworowe	STANDARD™ F iFOB FIA	10IFO10C	50
Gruźlica	STANDARD™ F TB-Feron FIA	F-TBF-01	20



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań t. +48 61 847 46 37
e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl