



DOSYWEL®

Zwiększ swoją

Wydajność

Jakość

Identyfikowalność

PARAMETRY

Szybki :

- 9 ml : 1 sekunda
- 18 ml : 3 sekundy
- 225 ml : 10 sekund

Dokładny :

- ± 0,6 ml (dla węży de Ø 6,4 mm)
- ± 0,4 ml (dla węży de Ø 4,8 m)
- ± 0,2 ml (dla węży de Ø 3,2 mm)



CONNECTED
MICROBIOLOGY

DOSYWEL®



• Do 20 edytowalnych programów

- ◆ Objętość (1 do 9999ml)
- ◆ Liczba dawek (1 do 999)
- ◆ Czas przerwy (0,1 do 99 sekund)
- ◆ Szybkość pracy pompy (1 do 130% = 10 do 550 rpm)
- ◆ Rozcieńczalnik (seria, nazwa, objętość)
- ◆ Tryb kalibracji (kalibracja na początku programu, ponowna kalibracja co x próbek)



Kompaktowy i lekki : 3,8 kg
Łatwy w transporcie



SZYBKA I ŁATWA KALIBRACJA

Kilka kroków i kalibracja jest zakończona
Przypomnienie o kalibracji : **DOSYWEL**

Może również przypominać o ponownej kalibracji po zadanej liczbie próbek

DOSTĘPNE OPCJE :
Włącznik nożny



OPCJE :

- Podwójna pompa
- Włącznik nożny
- Drukarka etykiet
- Klawiatura
- Eksport danych USB

WŁĄCZNIK NOŻNY



PARAMETRY

Dozowana objętość	0,1 do 9999,9 ml
Czas przerwy	1 do 99 sekund
Regulowana prędkość pompy	1 - 130 % (10 - 550 rpm)
Połączenie	Porty USB (drukarka etykiet, włącznik nożny, klawiatura, eksport danych USB)
Wewnętrzna średnica węża	1.6mm / 3.2mm / 4.8mm / 6.4mm
Kraj produkcji	100% Francja
Programy	20
Kierunek rotacji pompy	W lewo lub w prawo
Włącznik nożny	✓ (opcjonalnie)

WYMIARY

Szerokość x wysokość x głębokość	190 x 210 x 250 mm
Zasilanie	100-250V - 50-60 Hz - 10A
Moc	90 W

IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Drukarka etykiet	✓ (opcjonalnie)
Eksport danych USB	✓ (opcjonalnie)