



Zaprojektowana dla mikrobiologów

- Wybór 3 trybów dozowania:
 - Ciągły
 - Dawka (określona objętość)
 - Multi-dawka (określona objętość, z regulowaną przerwą między odmierzeniem każdej dawki)
- 32 edytowalne programy
- Obrótowy przycisk sterowania ułatwiający nawigację

Łatwa kalibracja

- Instrukcja krok po kroku na wyświetlaczu urządzenia

Precyzyjna kontrola przepływu

- Dokładność do 1 %
- Objętość odmierzonej dawki od 50 µL do 99 L
- W pełni autoklawowalny zespół dozujący

Nie wymaga konserwacji

- Wytrzymała poliwęglanowa pokrywa i obudowa ze stali nierdzewnej
- Wysokiej jakości głowice pompujące Watson Marlow™

Łatwe dozowanie

- Udoskonalona kontrola dozowania dzięki stosowaniu pistoletu dozującego i regulowanego ramienia
- Seryjne porcjowanie:

Pożywek

np.: 9 mL do probówki testowej



Pożywka

np.: 18 mL na płytkę Petriego



Innych rozcień-czalników

np.: 90 mL lub 225 mL do butelki lub worka do stomachera



FlexiPump®

Pompy dozujące do przygotowywania pożywek

FlexiPump® pompy perystaltyczne umożliwiające seryjne dawkowanie pożywek, agarów i rozcieńczeń w zakresie 50 µL do 99 L.



FlexiPump®

- Pojedyncza głowica pompująca z 3 rolkami
- Dostarczana z jednym zestawem dozującym (wąż o średnicy wewnętrznej 3,2 mm)
- Szybkość przepływu do 1,25 L/min.
- Objętość dawki: 50 µL do 99 L.



FlexiPump® Pro

- Podwójna głowica pompująca z 6 rolkami:
 - podwójna poręczysta
 - podwójna szybkość przepływu
- Dostarczana z 2 zestawami dozującymi (wężę o średnicy wewnętrznej 3,2 mm i 6,4 mm)
- Szybkość przepływu do 2,5 L/min.
- Objętość dawki: 50 µL do 99 L
- Komunikacja: USB, RS 232

Transfer wyników:



Prezentacja video

www.interscience.com

FDA BAM
Biomedical Analytical
Manual

ISO
7218

Pompy dozujące

Przygotowanie Próbk

Zawartość opakowania: 1 lub 2* perystaltyczne głowice pompujące Watson Marlow™, 1 zestaw dozujący 3,2 mm (dysza + łącznik butelki GL 45 + filtr + wąż + obciążnik węża), 1 zestaw dozujący 6,4 mm*, instrukcja użytkownika, kabel zasilający, kabel USB*, darmowa próbka worków z filtrem. (* tylko z FlexiPump® Pro)

Specyfikacja techniczna

	FlexiPump®	FlexiPump® Pro
Wielkość dawki	50 µL do 99 L	
Zasilanie	100-240 V~ - 50-60 Hz	
Wymiary (s x d x w)	15,5 x 27 x 21 cm	15,5 x 32 x 21 cm
Waga	5,2 kg	5,4 kg
Nr katalogowy	561 000	562 000

Wyposażenie opcjonalne



Pistolet ręczny
Ref. 561 001

Regulowane ramię dozujące
Ref. 561 002

Pedał nożny
Ref. 507 008

Drukarka
Ref. 410 150

Niezależny stojak na 2 worki
Ref. 513 015

Typowe zastosowania

- napełnianie probówek 9 mL do rozcieńczeń
- zalewanie płytek Petriego 18 mL
- Napełnianie butelek lub worków 90 mL lub 225 mL

Zalety

- ▶ Precyzyjna kontrola przepływu: do 1 % dokładności
- ▶ Łatwa kalibracja
- ▶ Brak ryzyka kontaminacji: autoklawowalny zestaw dozujący