



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

Analiza moczu z wiarygodną informacją kliniczną

CLINITEK Status +



Wczesne wykrywanie, monitorowanie i kierowanie terapią m.in. cukrzycy, choroby nerek czy infekcji dróg moczowych



15 testów w menu badań moczu w trybie POCT na jednym analizatorze



Wyniki w ok. 1 minuty

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL



CLINITEK Status + Analiza moczu z wiarygodną informacją kliniczną

CLINITEK Status +

■ Łatwość obsługi:

- ▢ po załadowaniu badania analizator automatycznie odmierza czas i odczytuje wyniki dla każdej próbki
- ▢ automatyczny wydruk raportu, bez konieczności przepisywania wyników
- ▢ intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

■ Pewność wyników:

- ▢ wykrywanie interferencji w badanych próbkach wraz z informacją na wydruku*
- ▢ wyeliminowanie zafałszowań w wynikach poprzez wykrywanie wilgotności w paskach
- ▢ automatyczna identyfikacja pasków testowych

■ Szerokie menu oznaczeń

- ▢ rutynowe badanie moczu za pomocą pasków testowych CLINITEK Multistix®
- ▢ 15 testów w menu badań moczu w trybie POCT na jednym analizatorze
- ▢ wykonywanie testu ciążowego przy użyciu kasetki CLINITEK® hCG

■ Płynne przekazywanie danych**

- ▢ scentralizowany nadzór nad badaniami, integracja danych i prowadzenie dokumentacji cyfrowej dzięki dodatkowemu wykorzystaniu CLINITEK Status® Connect System i połączeniu do LIS lub systemu zarządzania danymi
- ▢ Automatyczny odczyt danych z kodów kreskowych

*Funkcja dostępna tylko dla pasków testowych posiadających pole odczynnikowe dla leukocytów

** Wyposażenie dodatkowe, w rozszerzonej wersji urządzenia

Specyfikacja

- **Czas uzyskania wyniku:** badania moczu przy użyciu paska testowego w 1 minutę, hCG w ciągu 2-5 minut
- **Testy paskowe (półilościowe)**
Multistix 10SG: albumina, bilirubina, kreatynina, glukoza, ketony, leukocyty, azotyny, pH, białko, ciężar właściwy, urobilinogen
Microalbumin 2: wskaźnik stężenia albuminy, stężenia kreatyniny, wskaźnika stosunku albumina/kreatynina ACR
- **Testy kasetkowe (jakościowe)**
Test ciążowy CLINITEK hCG – wykrywanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
- **Wydajność:** 60 badań na godzinę



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl