



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

System zarządzania danymi

Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator



Łatwe, bezpieczne i pewne podłączenie wszystkich urządzeń w miejscach opieki nad pacjentem



Przejrzysty i uporządkowany format zarządzania danymi, zapewniający zgodność z wymaganiami regulacyjnymi



Łączna liczba interfejsów: 242

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
4S Information Systems	DAWN	Supplier software	→			
Abaxis	Piccolo Xpress	Clinical chemistry	→			
Abbott Diabetes Care	FreeStyle Precision Pro (FSPP)	Glucose, Ketone	↔	•	•	•
	FreeStyle Precision Pro (FSPP)	Glucose, Ketone	↔	•	•	•
	Wireless mode	Glucose	→			
	PCx Precision	Glucose, Ketone	↔	•	•	•
	Precision Xceed Pro (PXP)	Glucose, Ketone	↔	•	•	•
Abbott Point of Care	Afinion AS100	HbA1c	↔	•		•
	Afinion 2	HbA1c	↔	•		•
	Alere i (ASTM)	Multitest	→			
	Alere i (POCTI-A)	Multitest	↔	•	•	•
	DIGIVAL	Multitest	→			
	CELL-DYN Emerald	Hematology	→			
	Cholestech LDX	Multitest	→			
	ID NOW	Multitest	↔	•	•	•
	Pima	HIV	→			
	i-STAT 1 (via i-STAT-DE-DMI software) UPDATE	Multitest	↔	•	•	
	i-STAT Alinity UPDATE	Multitest	↔	•	•	
Acon Laboratories	Mission U120	Urinalysis	→			
Aidian (former Orion Diagnostica)	QuikRead 101	CRP	→			
	QuikRead go (ASTM)	CRP	→			
	QuikRead go (POCTI-A2)	CRP	↔	•	•	•
A. MENARINI Diagnostics	Zenit RA	Immunoassay	→			
Analyticon	CombiScan 100	Urinalysis	→			
	Urilyzer 100	Urinalysis	↔			
	Urilyzer 100 Pro	Urinalysis	↔		•	
	Urilyzer 100 Pro V2 / DocUReader 2 Pro UPDATE	Urinalysis	↔	•	•	•
ApexBio	KETOSURE POC	Ketone	↔	•	•	•
Arkray	Adams HA-8160	HbA1c	→			

→ Łączność jednokierunkowa

↔ Łączność dwukierunkowa



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
Beckman Coulter	Coulter Ac-T diff	Hematology	→			
	Coulter Ac-T diff 2	Hematology	→			
	Coulter Ac-T 8	Hematology	→			
	Coulter Ac-T 10	Hematology	→			
	DxH 500	Hematology	→			
	DxH 520	Hematology	→			
Becton Dickinson	BD Veritor Plus (via BD Cloud Connectivity Solution)	Multitest	→			
bioMérieux	Biofire Spotfire ^{NEW}	Multitest	↔	•		•
Bio-Rad	Bio-Rad Unity Real Time (URT)	Supplier software	→			
Biosynex	BSX Reader ^{UPDATE}	Multitest	→			
biosurfit	Spinit	Multitest	→			
Boditech	AFIAS-1	Immunoassay	→			
	AFIAS-3	Immunoassay	→			
	AFIAS-6	Immunoassay	→			
	AFIAS-10	Immunoassay	→			
Bosch Healthcare	Vivalytic one ^{NEW}	Multitest	→			
Boule Medical	Medonic M-series M16/M20	Hematology	→			
	Medonic M-series M16C/M20C	Hematology	→			
	Medonic M-series M16M/M20M	Hematology	→			
	Medonic M-series M16S/M20S	Hematology	→			
	Medonic M-series M32B	Hematology	→			
	Medonic M-series M32C	Hematology	→			
	Medonic M-series M32M	Hematology	→			
	Medonic M-series M32S	Hematology	→			
	Swelab Alfa Basic / Plus Basic	Hematology	→			
	Swelab Alfa Standard / Plus Standard	Hematology	→			
	Swelab Alfa Cap / Plus Cap	Hematology	→			
	Swelab Alfa Sampler / Plus Sampler	Hematology	→			
Caretaker Medical	Caretaker4	Vital Signs Monitor	→			
Cepheid	GeneXpert PC ^{UPDATE}	Multitest	→			
	GeneXpert with Touchscreen ^{UPDATE}	Multitest	↔	•		•
	GeneXpert Infinity ^{UPDATE}	Multitest	→			
	GeneXpert Omni ^{UPDATE}	Multitest	→			
	GeneXpert Xpress	Multitest	↔	•		•
Chirus	DXpress Reader	Multitest	→			
CoaguSense	Coag-Sense PT2 ^{UPDATE}	Coagulation	↔	•	•	
concile	Omega 100 (Ω100)	Immunoassay	→			
Diagnostics For The Real World (DRW)	Samba II	Multitest	↔		•	
Diatron	Diatron Aquila	Hematology	→			
DnaNudge	NudgeBox	Immunoassay	↔	•		
Dräger	Jaundice Meter JM-105	Bilirubin	→			
Drucker Diagnostics	QBC Star	Hematology	→			



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
EKF Diagnostics	Quo-Lab (via CIB)	HbA1c	↔	•	•	•
	Quo-Test (via CIB)	HbA1c	↔	•	•	•
Enigma Diagnostics	Enigma MiniLab	Multitest	→			
ET Healthcare	ET Pylon	Multitest	→			
Eurolyser Diagnostica	Eurolyser CUBE	Multitest	→			
	Eurolyser CUBE-S	Multitest	→			
	Eurolyser smart	Multitest	→			
	Eurolyser solo	Multitest	→			
Fuji	Fuji Dri-Chem 4000	Clinical chemistry	→			
	Fuji Dri-Chem NX10N	Clinical chemistry	→			
	Fuji Dri-Chem NX500	Clinical chemistry	→			
	Fuji Dri-Chem NX600	Clinical chemistry	→			
	Fuji Dri-Chem NX700	Clinical chemistry	→			
Genedrive	Genedrive System	Multitest	→			
GenePOC Diagnostics	GenePOC Revogene	Multitest	↔	•		•
Haemonetics	ClotPro	Hemostasis	↔		•	
	TEG 6s (via TEGManager HaemoCommunicator) ^{UPDATE}	Hemostasis	↔		•	
Helena Laboratories	Cascade Abrazo	Coagulation	↔			•
	Cascade POC	Coagulation	↔	•		
HemoCue	Glucose 201 DM	Glucose	↔	•	•	•
	Glucose 201 DM RT	Glucose	↔	•	•	•
	Hb 201 DM	Hemoglobin	↔	•	•	•
	HbA1c 501	Hemoglobin	→			
	WBC Diff	Hematology	→			
HemoSonics	Quantra	Hemostasis	↔	•	•	
HLS Therapeutics	CSAN Pronto	Hematology	→			
Hologic	PeriLynx	Immunoassay	→			
	Rapid fFN	Immunoassay	→			
HORIBA	ABX Micros 60	Hematology	→			
	ABX Micros ES 60	Hematology	→			
	ABX Microsemi CRP LC-667 ^{UPDATE}	Hematology	→			
	ABX Microsemi CRP LC-767 ^{UPDATE}	Hematology	→			
	Yumizen H500	Hematology	→			
	Yumizen H550	Hematology	→			
iLine Microsystems	micro INR Expert ^{UPDATE}	Coagulation	→	•	•	
Lite-On Technology Corp.	skyla HB1 (POCT1-A2)	Clinical chemistry	↔	•		
	skyla HB1 (ASTM)	Clinical chemistry	→			
	skyla Hi ^{UPDATE}	HbA1c	↔	•		
LumiraDx	LumiraDx (Instrument and Host)	Multitest	↔	•	•	•
Macherey-Nagel	Uryxson Relax (Connect)	Urinalysis	↔	•	•	
Magnasense Technologies	Magnia Reader	Multitest	→			
Medcaptain	Immu F6 ^{NEW}	Multitest	→			



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
Medtronic	ACT Plus	Coagulation	→			
	HMS Plus	Coagulation	→			
MeMed	MeMed Key	Multitest	→			
Mitsubis	PATHFATH	Immunoassay	→			
hålvon minden (BioSciTec and Mediwiss)	Rapid Slide Scanner (RSS) III	Drug-Screen	→			
Nihon Kohden	Celltac Alpha (MEK 6500/6510)	Hematology	→			
	Celltac Chemi (CHM-4100)	Hematology	→			
Norma Diagnostika	Norma Icon 3	Hematology	→			
	Norma Icon 5	Hematology	→			
Nova Biomedical	NovaNet* UPDATE	Supplier software	↔	•		
	Stat Profile pHox Ultra (via NovaNet)	Blood gas	→			
	Stat Profile Prime (via NovaNet)	Blood gas	→			
	Stat Profile Prime Plus (via NovaNet)	Blood gas	↔	•		
	StatSensor Creatinine (via NovaNet)	Creatinine	↔	•		
	StatStrip Glucose (via NovaNet)	Glucose	↔	•		
	StatStrip Glucose/Ketone (via NovaNet)	Glucose, Ketone	↔	•		
	StatStrip Hb/Hct (via NovaNet)	Hemoglobin	↔	•		
	StatStrip HHL (via NovaNet)	Hemoglobin/ Hematocrit/Lactate	↔	•		
	StatStrip Lactate (via NovaNet)	Lactate	↔	•		
	Stat Profile CCX	Blood gas	↔		•	
	Stat Profile pHox / pHox plus	Blood gas	↔		•	
	Stat Profile pHox Ultra	Blood gas	→			
	Stat Profile Prime	Blood gas	→			
	StatSensor Creatinine	Creatinine	↔	•	•	•
	StatStrip Glucose	Glucose	↔	•	•	•
	StatStrip Glucose/Ketone	Glucose, Ketone	↔	•	•	•
	StatStrip Hb/Hct	Hemoglobin	↔	•	•	•
	StatStrip Lactate	Lactate	↔	•	•	•
OPTI Medical	OPTI CCA-TS2	Blood gas	↔	•	•	
Philips	BiliChek	Bilirubin	→			
PixCell Medical	HemoScreen UPDATE	Hematology	↔	•	•	•
Quidel	Savanna NEW	Supplier software	↔	•	•	
	Sofia	Immunoassay	→			
	Sofia 2	Immunoassay	→			
	Triage Meter Plus	Cardiac markers	↔	•		•
	Triage Meter Pro	Cardiac markers	↔	•		•

* NovaNet jest wymagany do połączeń z urządzeniami z rodziny StatStrip z wersją oprogramowania sprzętowego wyższą niż 4.17.8.47.
Inne urządzenia można podłączać bezpośrednio lub za pośrednictwem NovaNet.



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
Radiometer	ABL7xx series	Blood gas	↔		•	
	ABL8xx series / ABL8xx FLEX	Blood gas	↔	•	•	
	ABL80 FLEX	Blood gas	↔		•	
	ABL835 (POCTI-A)	Blood gas	→			
	ABL90 / ABL90 FLEX	Blood gas	↔	•	•	
	ABL90 / ABL90 FLEX (POCTI-A)	Blood gas	→			
	AQT90 FLEX	Multitest	↔	•	•	
	AQURE	Supplier software	↔		•	
	NPT7	Blood gas	→			
	RADIANCE	Supplier software	↔		•	
ReLIA Biological Engineering	TZ Series	Multitest	→			
	FY-100	Multitest	→			
Response Biomedical	RAMP 200	Multitest	↔	•		•
Roche Diagnostics	ACCU-CHEK Inform II ^{UPDATE}	Glucose	↔	•	•	•
	CoaguChek Pro II ^{UPDATE}	Coagulation	↔	•	•	•
	CoaguChek XS Plus ^{UPDATE}	Coagulation	↔	•	•	•
	CoaguChek XS Pro ^{UPDATE}	Coagulation	↔	•	•	•
	cobas b 101	Hemoglobin	↔	•	•	•
	cobas b 123	Blood gas	↔	•	•	
	cobas c 111	HbA1c	→			
	cobas e 411	Immunoassay	→			
	cobas h 232 ^{UPDATE}	Cardiac markers	↔	•	•	•
	cobas 6000 series	Clinical chemistry	→			
	cobas IT 1000 / cobas infinity	Supplier software	↔	•		
	cobas Liat	Multitest	↔	•	•	•
	cobas pulse	Glucose	↔	•	•	•
	cobas u 411	Urinalysis	→			
	Urisys 1100	Urinalysis	↔	•		

→ Łączność jednokierunkowa

↔ Łączność dwukierunkowa



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
Samsung	LABGEO HC10	Hematology	↔	•		
	LABGEO IB10	Immunoassay	↔	•		
	LABGEO PT10	Clinical chemistry	↔	•		
SD Biosensor	Standard F200 UPDATE	Multitest	→			
	Standard F2400 UPDATE	Multitest	→			
	Standard M10 NEW	Multitest	→			
Siemens Healthcare Diagnostics	ADVIA 360 Hematology System	Hematology	→			
	ADVIA Centaur CP Immunoassay System	Immunoassay	→			
	ADVIA Centaur XP Immunoassay System	Immunoassay	→			
	Atellica DCA Analyzer (Engine and IDM) UPDATE	Hemoglobin	↔	•	•	•
	Atellica 1500 Automated Urinalysis System	Urinalysis	↔			
	Atellica UAS 800 Automated Urinalysis System	Urinalysis	↔			
	Atellica VTLi Immunoassay System	Immunoassay	↔	•		
	CLINITEK Advantus Urine Chemistry Analyzer	Urinalysis	→			
	CLINITEK Status Analyzer	Urinalysis	→			
	CLINITEK Status+ Urine Chemistry Analyzer	Urinalysis	↔	•		•
	DCA Vantage Analyzer	HbA1c	↔	•		
	epoc Blood Analysis System (Reader and Host) UPDATE	Multitest	↔	•	•	•
	epoc NXS Blood Analysis System (Reader and Host) UPDATE	Multitest	↔	•	•	•
	RAPIDComm Data Management System	Supplier software	↔	•	•	
	RAPIDLab 1200 series Blood Gas Systems	Blood gas	↔	•	•	
	RAPIDLab 348EX Blood Gas System	Blood gas	→			
	RAPIDPoint 500 Blood Gas System UPDATE	Blood gas	↔	•	•	
	RAPIDPoint 500e Blood Gas System UPDATE	Blood gas	↔	•	•	•
	Stratus CS Acute Care Diagnostic System	Cardiac markers	→			
	Stratus CS 200 Acute Care Diagnostic System	Cardiac markers	↔	•		

→ Łączność jednokierunkowa

↔ Łączność dwukierunkowa



Lista interfejsów urządzeń systemu POCcelerator

Producent	Urządzenie	Zastosowanie	Połączenie	Operator z możliwością eksportu wyników	Pozytywna identyfikacja pacjenta	Konfiguracja
Sight Diagnostics	OLO	Hematology	→			
	OLO (POCTI-A)	Hematology	↔	.		.
Sphere Medical	Proxima	Blood gas	→			
Spindiag	Rhonda Player	Multitest	↔	.		
Stat-Diagnostica	DiagCORE	Multitest	→			
Sysmex	Alifax Roller	Hematology	→			
	CA-560	Coagulation	→			
	CA-600	Coagulation	→			
	pocH-100i	Hematology	→			
	UF-500i (via SUIT Manager)	Urinalysis	→			
	UF-1000i (via SUIT Manager)	Urinalysis	→			
	UX-2000 (via SUIT Manager)	Urinalysis	→			
	XE Series (via SUIT Manager)	Hematology	→			
	XN Series (via SUIT Manager)	Hematology	→			
	XN-L Series (via SUIT Manager)	Hematology	→			
	XS Series (via SUIT Manager)	Hematology	→			
	XT Series (via SUIT Manager)	Hematology	→			
	XP-300	Hematology	→			
	XQ series ^{NEW}	Hematology	→			
TestCard Thermo	ClearScreen ^{NEW}	Multitest	→			
Fisher Scientific	B-R-A-H-M-S Direct Reader	Immunoassay	→			
Trinity Biotech	Meritas POC Analyzer	Cardiac markers	→			
Universal Biosensors	Xprecia Stride	Coagulation	↔	.		.
Veda.Lab Voden	Easy Reader+	Multitest	↔	.		
Welch Allyn Werfen	VChemistry S	Clinical chemistry	→			
	Connex Spot Monitor	Vital Signs Monitor	→			
	Avoximeter 1000E	Blood gas	→			
	Avoximeter 4000	Blood gas	→			
	BIO-Flash	Immunoassay	→			
	GEM Hemochron 100	Coagulation	↔	.	.	.
	GEM Premier 3000	Blood gas	↔		.	
	GEM Premier 3500	Blood gas	↔		.	
	GEM Premier 4000	Blood gas	↔	.	.	
	GEM Premier 5000	Blood gas	↔	.	.	
	GEMweb Plus	Supplier software	↔		.	
	HEMOCHRON Response	Coagulation	→			
	HEMOCHRON Signature Elite	Coagulation	↔	.		.
	ROTEM delta (direct or via ROTEM Live or GEMweb Live)	Hemostasis	↔		.	
	ROTEM gamma (direct or via ROTEM Live or GEMweb Live)	Hemostasis	↔		.	
	ROTEM sigma (direct or via ROTEM Live or GEMweb Live)	Hemostasis	↔		.	

→ Łączność jednokierunkowa

↔ Łączność dwukierunkowa



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl