




ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Komercyjne preparaty szczepów kontrolnych

Szczepy wzorcowe w mikrobiologii żywności i wody



Czysta kultura mikroorganizmów zdefiniowana co do gatunku czy rodzaju, opisana zgodnie z charakterystycznymi cechami morfologicznymi i biochemicznymi



Najwyższej jakości materiały referencyjne do laboratoriów pochodzące z renomowanej kolekcji ATCC (American Type Culture Collection)



Niezbędne do zapewnienia wiarygodnych wyników analiz mikrobiologicznych



Szczepy wzorcowe w mikrobiologii żywności i wody

Rodzaje preparatów komercyjnych szczepów wzorcowych

Jakościowe:

- LYFO-DISK®
- KWIK-STIK™
- Lab Elite™ CRM

Ilościowe:

- EZ-Accu Shot™
- EZ-CFU™
- EZ-CFU™ One Step
- Epower™
- Epower CRM™

Preparaty szczepów kontrolnych:

Grupa produktów	Format opakowania	Pasaż	Przeznaczenie/Charakterystyka
Epower™	1 fiolka (10 tabletek), liczba jtk: zakres 10^2 - 10^8 w 1 tabletkie *brak płynu hydratacyjnego w zestawie; rekomendowany bufor fosforanowy pH 7,2	max. 3 pasaż	Wykrywanie drobnoustrojów Oznaczanie liczby Weryfikacje i walidacje Kalibracja sprzętu Kwalifikacja środka dezynfekującego Testy biegłości Badanie wody
Epower CRM™	1 fiolka (10 tabletek), liczba jtk: zakres 10^2 - 10^8 w 1 tabletkie	1 pasaż	Pasaż pierwszy – 100% wiarygodności
EZ-Accu Shot™	5 fiolek po 1 tabletkie + 5 fiolek z płynem uwadniającym, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml (przy postępowaniu wg wskazań)	max. 3 pasaż	Kontrola jakości żywywek i odczynników Weryfikacja i walidacja Badania obciążeniowe Nie wymaga rozcieńczania ani pre-inkubacji 8-godzinna stabilność zawiesiny
EZ-CFU™	2 fiolki po 10 tabletek + 10 fiolek z płynem uwadniającym, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml (po odpowiednim rozcieńczeniu)	max. 3 pasaż	Kontrola jakości żywywek, odczynników Testy sterylności Walidacja metod neutralizacji Wymaga rozcieńczenia: 1:10 30-minutowa stabilność zawiesiny
EZ-CFU™ One Step	2 fiolki po 10 tabletek + 10 fiolek z płynem uwadniającym, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml, bez rozcieńczania	max. 3 pasaż	Nie wymaga rozcieńczania 8-godzinna stabilność zawiesiny
KWIK-STIK™ 2 Pack	2 wymazówki z płynem uwadniającym, liczba jtk nieokreślona	max. 3 pasaż	Kontrola jakości żywywek i odczynników Weryfikacja i walidacja Kontrola jakości systemów identyfikacji i zestawów testów Kontrola jakości w teście wrażliwości na środki biobójcze Badanie wody
KWIK-STIK™ 6 Pack	6 wymazówek z płynem uwadniającym, liczba jtk nieokreślona		
KWIK-STIK™ Plus	5 wymazówek z płynem uwadniającym, liczba jtk nieokreślona		
Lab Elite™ CRM	1 wymazówka z płynem uwadniającym, liczba jtk nieokreślona	1 pasaż	Pasaż pierwszy – 100% wiarygodności
LYFODISK®	1 fiolka (6 tabletek), liczba jtk nieokreślona *brak płynu hydratacyjnego w zestawie; zg. z instrukcją można stosować wodę jałową czy sól fizjologiczną	1 pasaż	Pasaż pierwszy – 100% wiarygodności



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl