



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Kontrola jakości w laboratoriach

Szczepy wzorcowe dla przemysłu farmaceutycznego



Czysta kultura mikroorganizmów zdefiniowana do gatunku lub rodzaju



Opisana zgodnie z charakterystycznymi cechami morfologicznymi i biochemicznymi



Wykorzystywana do kontroli jakości i wiarygodność badań przeprowadzanych w laboratoriach



Szczepy wzorcowe dla przemysłu farmaceutycznego

Rodzaje preparatów komercyjnych szczepów wzorcowych

Jakościowe:

- LYFO-DISK®
- KWIK-STIK™
- Lab Elite™ CRM

Ilościowe:

- EZ-Accu Shot™
- EZ-CFU™
- EZ-CFU™ One Step
- Epower™
- Epower CRM™

Epower™	Epower CRM™	EZ-Accu Shot™	EZ-CFU™	EZ-CFU™ One Step	KWIK-STIK™ 2 Pack	KWIK-STIK™ 6 Pack	KWIK-STIK™ Plus	Lab Elite™ CRM	LYFO DISK®
1 fiolka (10 tabletek), max. 3 pasaż, liczba jtk: zakres 102-108 w 1 tablecie	1 fiolka (10 tabletek), 1 pasaż, liczba jtk: zakres 102-108 w 1 tablecie	5 fiolek po 1 tablecie + 5 fiolek z płynem uwadniającym, max. 3 pasaż, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml (przy postępowaniu wg wskazań)	2 fiolki po 10 tabletek + 10 fiolek z płynem uwadniającym, max. 3 pasaż, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml (po odpowiednim rozcieńczeniu)	2 fiolki po 10 tabletek + 10 fiolek z płynem uwadniającym, max. 3 pasaż, liczba jtk: poniżej 100 w 0,1ml, bez rozcieńczania	2 lub 6 wymazówek z płynem uwadniającym, max. 3 pasaż, liczba jtk nieokreślona		5 wymazówek z płynem uwadniającym, max. 2 pasaż, liczba jtk nieokreślona	1 wymazówka z płynem uwadniającym, 1 pasaż, liczba jtk nieokreślona	1 fiolka (6 tabletek), max. 3 pasaż, liczba jtk nieokreślona

FORMA* O dodatkowe informacje oraz aktualną dostępność produktu dotytaj naszego Przedstawiciela handlowego

Preparaty szczepów wzorcowych do kontroli jakości i walidacji metod mikrobiologicznych dla przemysłu farmaceutycznego

Forma*	Epower™	Epower CRM™	EZ-Accu Shot™	EZ-CFU™	EZ-CFU™ One Step	KWIK-STIK™ 2 Pack	KWIK-STIK™ 6 Pack	KWIK-STIK™ Plus	Lab Elite™ CRM	LYFO DISK®
Staphylococcus aureus ATCC® 6538™	0827E3	-	0827A	0827C	-	0827P	0827K	0827X	0827-CRM	0827L
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™	0484E7	-	0484A	0484C	0484Z	0484P	0484K	0484X	0484-CRM	0484L
Escherichia coli ATCC® 8739™	0483E3 0483E7	-	0483A	0483C	0483Z	0483P	0483K	0483X	0483-CRM	0483L
Candida albicans ATCC® 10231™	0443E3 0443E4	0443E7-CRM	0443A	0443C	0443Z	0443P	0443K	0443X	0443-CRM	0443L
Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™	0486E3 0486E4 0486E6	0486E3-CRM 0486E4-CRM	0486A	0486C	0486Z	0486P	0486K	0486X	0486-CRM	0486L
Salmonella enterica ssp. serotyp typhimurium ATCC® 14028	0890E7	-	0363A	0363C	-	0890P	0890K	0890X	0890-CRM	0890L
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™	0392E3 0392E6	0392E3-CRM 0392E6-CRM	0392A	0392C	0392Z	0392P	0392K	0392X	0392-CRM	-
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	0487E3	0487E3-CRM	0487A	0487C	-	0487P	0487K	0487X	0487-CRM	0487L
Salmonella enterica serotyp NTCC® 6017™	0890E7	-	0890A	0890C	-	0890P	0890K	0890X	0890-CRM	0487L

FORMA* O dodatkowe informacje oraz aktualną dostępność produktu dotytaj naszego Przedstawiciela handlowego



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl