



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Automatyczny analizator immunochemiczny

B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS



Wsparcie diagnostyki w obszarach badań prenatalnych, infekcji i stanów zapalnych, nowotworowych i endokrynologicznych



Wydajność do 60 testów na godzinę



Szybkie i precyzyjne wyniki badań dzięki wykorzystaniu technologii TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission)

ARGENTA.COM.PL



B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS

Automatyczny analizator immunochemiczny

Thermo Scientific B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS to w pełni zautomatyzowany analizator immunochemiczny typu random-access. W urządzeniu została wykorzystana nagrodzona Noblem technologia TRACE® (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission), która umożliwia szybkie i precyzyjne oznaczenia bez etapów mycia i separacji.

Portfolio testów B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS

Opieka doraźna

Copeptin proAVP

MR-proANP
(Midregional Pro-atrial Natriuretic Peptide)

Onkologia

AFP

CA 15-3

CA 19-9

CA 125 II

CEA

CgA II

CYFRA 21-1

hCG+B

NSE

Prolactin

SCC

hTG sensitive

Total PSA

Free PSA

Endokrynologia

anti-T_{gn}

anti-TPOn

hTg sensitive (with Recovery)

TRAK human

Copeptin proAVP

Choroby zakaźne

PCT sensitive
(Procalcitonin)

MR-proADM
(Midregional Pro-adrenomedulin)

Badania prenatalne

AFP

Free BhCG

hCG+B

PAPP-A

PIGF plus

sFlt-1

uE3



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl