


BinaxNOW[®] RSV

Korzyści wynikające z szybkiej diagnostyki z zastosowaniem BinaxNOW[®] RSV Test

- Dodać próbkę do testu



- Odczytać w ciągu 15 minut



Jedna linia = ujemny



Dwie linie = dodatni



Ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji
Zastosowanie wczesnej, odpowiedniej terapii
Pomoc w ograniczeniu kosztów przez redukcję
liczby hospitalizacji i ilości stosowanych
chemioterapeutyków

Informacje katalogowe:


- 430-000 BinaxNOW[®] RSV Test (42 testy w zestawie)
- 430-022 BinaxNOW[®] RSV Test (22 testy w zestawie)
- 400-065 BinaxNOW[®] Nasopharyngea (zestaw 20 wymazówek i 20 próbek z rozcieńczalnikiem)
- 430-100 BinaxNOW[®] CLIA-waived RSV Test (10 testów w zestawie)

Inne testy BinaxNOW:

- BinaxNOW[®] Influenza A & B
- BinaxNOW[®] Legionella
- BinaxNOW[®] Strep A
- BinaxNOW[®] S. pneumoniae
- BinaxNOW[®] Malaria
- BinaxNOW[®] Filariasis ((Niedostępne w USA i UE)

Dystrybutor:

Argenta Sp. z o.o.
Polska 114
60-401 Poznań
www.argenta.com.pl



BinaxNOW[®]

RSV

Szybko, zaledwie w 15 minut,
identyfikuje RSV u dzieci z wysokim
ryzykiem zachorowania.

Zapewnia prostotę wykonania i
korzyści ze stosowania.

Gdy wynik jest niezwykle ważny...

...po to jest test

www.binax.com



Respiratory syncytial virus (RSV)

Główna przyczyna infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci

BinaxNOW® RSV

Szybki test immunologiczny do jakościowego wykrywania połączenia antygeny białkowego u pacjentów z objawami infekcji.



Wysoka zachorowalność

- Często przyczyna zapalenia oskrzeli i płuc

Rozprzestrzenia się wśród najbardziej podatnych

- Z upośledzoną odpornością
- Z wrodzonymi wadami serca
- Z innymi chorobami płuc

Zakaźna i kosztowna

- Koszty hospitalizacji
- Konieczność izolacji hospitalizowanych pacjentów
- Wymaga leczenia antybiotykami



Szybka identyfikacja i diagnostyka RSV jest niezbędna do rozpoczęcia natychmiastowego leczenia i opanowania rozprzestrzeniania się infekcji

Łatwy do użycia

- Prosta procedura z użyciem próbek pobranych z nosa
- Wszystkie odczynniki zawarte w teście
- Nie wymaga dodatkowego wyposażenia

Łatwy do interpretacji

- Oczywiste, jakościowe wyniki
- Nie wymaga subiektywnego szacowania

Szybki

- Wyniki w ciągu 15 minut
- Daje możliwość wczesnej identyfikacji i leczenia dzieci z grupy wysokiego ryzyka

Doskonale działanie

- Wykrywa obie znane podgrupy RSV
- Wbudowane kontrole pracy testu
- Zewnętrzne kontrole dodatnie i ujemne



Test	Czułość ¹	Specyficzność ¹
BinaxNOW®	94%	100%
Test A	93%	97%
Test B	81%	95%
Test C	72%	98%

1. Dane zebrane przez Inverness Medical