



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Automatyzacja w mikrobiologii

umożliwia efektywne i niezawodne prowadzenie diagnostyki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom obejmującym posiew krwi, barwienie, spektrometrię MALDI-TOF, oznaczanie lekowrażliwości (klasyczne AST i metoda RAST) oraz biologię molekularną, laboratoria mogą znacząco:

- skrócić czas pracy,
- zwiększyć powtarzalność wyników
- odciążyć zespoły techniczne.



Kompleksowa oferta do laboratorium mikrobiologicznego

Posiew krwi BC 120 i BC 60

Zautomatyzowany system do posiewów krwi Autobio wykorzystuje zaawansowane technologie nieinwazyjne i wizualizacyjne przy użyciu unikalnego systemu wykrywania optycznego, w celu zapewnienia pełnego procesu badania posiewów krwi.



Barwienie RAL STAINER

Zautomatyzowana jednostka do barwienia preparatów metodą zanurzeniową, umożliwiającą barwienie metodą Grama oraz metodą Ziehla-Neelsena.



Automatyzacja w mikrobiologii Kompleksowa oferta rozwiązań

MALDI-TOF

Autof MS1000/MALDI-TOF i Autof MS2600/MALDI-TOF

Automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów w technologii spektrometrii mas MALDI-TOF, zaprojektowany do szybkiego uzyskiwania widm w czasie rzeczywistym i wysokiej jakości identyfikacji.

Autof MS1000/MALDI-TOF:



Autof MS2600/MALDI-TOF:



Lekowrażliwość

System Sensititre ARIS HiQ

System do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń w bulionie, który umożliwia uzyskanie precyzyjnych wartości MIC. System dostępny w wersji automatycznej oraz półautomatycznej.

Katalog urządzeń:



Katalog paneli do
oznaczenia lekowrażliwości
drobnoustrojów:



Lekowrażliwość RAST

QuantaMatrix dRAST™

System dRAST do oznaczania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi. Umożliwia uzyskanie antybiogramów nawet w ciągu 4h z wykorzystaniem metody mikrorozcieńczeń w bulionie.



Biologia molekularna

eazyMini Genie HT

Urządzenia Amplex, system zamknięty oparty o detekcję za pomocą reakcji PCR typu LAMP, która nie wymaga ekstrakcji materiału genetycznego.

Katalog urządzeń:



Katalog testów do
badań molekularnych:



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl