



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

DIGIVAL

Wsparcie obiektywnego odczytu testów immunochromatograficznych



Szybkość uzyskania wyniku – odczyt w 15 minut



Wbudowany moduł QC i QC lockout



Integracja z LIMS/HIS



Tryby pracy „Read Now” i „Walk-Away”



DIGIVAL

Wsparcie obiektywnego odczytu testów immunochromatograficznych

DIGIVAL – czytnik do testów immunochromatograficznych

Zapewnia obiektywny i powtarzalny odczyt wyników w POC i laboratoriach.

Zestaw i akcesoria

- Czytnik + skaner
- Tacka na testy
- Karta kalibracyjna
- USB

Specyfikacja

- Wymiary: 125 × 195 × 160 mm
- Waga: ok. 1,5 kg
- Pamięć: 1000 wyników pacjentów, 100 wyników QC, 50 wyników kalibracyjnych
- Wyświetlacz: 4,3" kolorowy ekran dotykowy

Dostępne testy

BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card

- 12 TEST KIT: 852-012
- 22 TEST KIT: 852-100

Próbka: mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF)

Czas analizy: 15 min

Czułość/Swoistość: mocz 86% / 94%, CSF 97% / 99%


BinaxNOW™ Streptococcus pneumoniae Antigen Card

- 12 TEST KIT: 710-012
- 22 TEST KIT: 710-100

Próbka: mocz

Czas analizy: 15 min

Czułość/Swoistość: 95% / 95%



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl