



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ



Aparaty eazyMini i Genie HT

Najnowsza generacja urządzeń do szybkiej amplifikacji izotermicznej



eazyMini



Genie HT



Technologia LAMP-PCR, wykrywanie docelowego kwasu nukleinowego w czasie rzeczywistym



Wyniki od 15 do 30 minut



Liofilizowane odczynniki gotowe do użycia



Brak konieczności izolacji materiału RNA/DNA



eazyMini i Genie HT – najnowsza generacja urządzeń do szybkiej amplifikacji izotermicznej

Urządzenia Amplex wraz z oprogramowaniem eazyReport™ umożliwiają wykonywanie amplifikacji izotermicznej (LAMP-PCR) z wykrywaniem docelowego kwasu nukleinowego w czasie rzeczywistym. Teraz dostępne w dwóch wariantach dostosowanych do potrzeb laboratoriów – **eazyMini** oraz **Genie HT**.




Cechy urządzeń	eazyMini	Genie HT
Liczba bloków grzewczych	2	Wariant do wyboru od 4 do 12
Ekran dotykowy	Tak	Tak
Skaner kodów kreskowych	Zintegrowany z urządzeniem	Zewnętrzny
Bateria	Nie	Nie
Wymiary	27,1 x 22 x 10,6 cm	63,5 x 43,4 x 15,3 cm
Waga	2,7 kg	25 kg
Połączenie z LIMS	HL7	Łączność HIS/LIS wyłącznie jednokierunkowa
Raporty w formacie PDF	Tak	Tak
Certyfikat	IVDR	IVDR

Katalog obejmuje 28 testów eazyplex do szybkiej diagnostyki:

- oporności na antybiotyki,
- zakażeń neurologicznych,
- infekcji urogenitalnych,
- zakażeń MRSA,
- zakażeń płuc,
- infekcji jelitowych.

Katalog testów:



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl