



ARGENTA  
EKSPERCI Z MISJĄ

# Analiza parametrów fizykochemicznych moczu

CLINITEK Advantus®



Dla średnich i dużych laboratoriów, klinik i przychodni



7 sekund na próbkę; do 500 testów na godzinę



Szybkie, półilościowe wyniki rutynowych badań moczu

Autoryzowany  
dystrybutor  
i partner  
serwisowy

**SIEMENS**  
**Healthineers**

[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)





## CLINITEK Advantus<sup>®</sup> Analiza parametrów fizykochemicznych moczu

### CLINITEK Advantus<sup>®</sup> – zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów

- Automatyczny odczyt, interpretacja i archiwizacja wyników oznaczeń wykonywanych przy użyciu pasków MULTISTIX<sup>®</sup>
- Minimalizowanie subiektywności wizualnej i zmniejszone ryzyko błędów dzięki automatycznemu odczytowi pasków
- Wprowadzanie identyfikatora próbki, informacji o kolorze i przejrzystości moczu za pomocą kodu kreskowego
- Spójność uzyskiwanych danych klinicznych dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii pasków testowych firmy Siemens (Auto-Checks)
- Natychmiastowe uruchomienie z trybu czuwania
- Możliwość podłączenia do LIS/His



### Szerokie menu oznaczeń

- Rutynowe badanie moczu za pomocą najpopularniejszych pasków testowych CLINITEK Multistix<sup>®</sup>
- 12 testów w menu badań moczu w trybie POCT na jednym analizatorze
- Wykonywanie testu ciążowego przy użyciu kasetki CLINITEST<sup>®</sup>

### Specyfikacja

- **Mierzone parametry:** leukocyty, azotyny, białko, krew, glukoza, ketony, bilirubina, urobilinogen, pH, ciężar właściwy, kreatynina\*, stosunek białka do kreatyny
- **Pomiar automatyczny:** kolor moczu
- **Format testu:** paski odczynnikowe do metody suchej chemii
- **Pomiar testowy:** zmiana koloru mierzona za pomocą fotometrii odbiciowej; podwójne odczyty przy reaktywnej i referencyjnej długości fali; automatyczna kompensacja własnego zabarwienia moczu dla Bilirubiny
- **Klarowność próbek:** wyniki wprowadzane za pomocą klawiatury lub czytnika kodów kreskowych

*\*Niedostępne na wszystkich rynkach*



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl