



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

Analizator do gazometrii krwi

RAPIDLab® 348EX



Rozwiązanie dla mniejszych laboratoriów wykonujących oznaczenia parametrów krytycznych w trybie pilnym



Dokładne wyniki parametrów krytycznych z krwi pełnej i płynu dializacyjnego już po ok. 1 minucie



Zwiększona wydajność pracy dzięki automatycznej aspiracji próbek, kalibracji i płukaniu

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL





RAPIDLab[®] 348EX - analizator do gazometrii krwi

RAPIDLab[®] 348EX to łatwy w obsłudze analizator do gazometrii krwi, obsługujący niską lub średnią przepustowość. Dzięki temu rozwiązaniu klinicyści otrzymują potrzebne wyniki na żądanie, przy minimalnym zaangażowaniu operatora.

Integralność danych i wydajność pracy

- Podajnik automatycznie aspirujący próbki ze strzykawek, kapilar i ampułek kontroli jakości, bez potrzeby stosowania adapterów
- Wykrycie próbki o małej objętości automatycznie przestawia analizator na tryb mikropróbki
- Automatyczne procedury kalibracji i sekwencje mycia zwiększają wydajność pracy laboratorium
- Weryfikowanie wydajności analizatora przy pomocy materiałów do kontroli jakości

Łatwość użytkowania

- Intuicyjny interfejs urządzenia, kolorowy ekran dotykowy oraz czytelne ikony zapewniają łatwość użytkowania
- Dedykowane ikony do wyboru trybu aspiracji materiału
- Dostępny podgląd wyników na ekranie, wydruk na wbudowanej drukarce lub przesłanie do LIS/HIS
- Łatwa wymiana odczynników znajdujących się w przednim panelu analizatora
- Rutynowe funkcje analizatora dostępne z ekranu gotowości
- Wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy dzięki minimalnym wymaganiom konserwacji

Specyfikacja

- **Czas uzyskania wyniku:** ok. 1 minuta
- **Rodzaje próbek:** krew pełna i płyn dializacyjny
- **Objętość próbki:** 50 µL - 92 µL
- **Wyniki pełnej krwi:** pH, pCO₂, pO₂Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺/Cl⁻ i hematokryt
- **Wyniki dializatu:** pH, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, HCO₃⁻ i ctCO₂



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl