



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Najnowocześniejsza technologia obrazowania cyfrowego w analizie moczu

Atellica LumIQ



Szybki dostęp do wyników



Intuicyjna, kompaktowa i modułowa konstrukcja



Kompleksowa łączność, jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL

Informacje dotyczące produktów objętych zakresem Data Act UE (art. 3(2)) można znaleźć tutaj:





Atellica LumiQ – najnowocześniejsza technologia obrazowania cyfrowego w analizie moczu

Atellica LumiQ – nowe podejście do analizy moczu

- Technologia Auto-Checks zapewnia szybki wgląd w wyniki i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich
- Obsługa trzech modułów jednym wyświetlaczem (host) zwiększa wydajność oraz liczbę wykonywanych badań
- Kompaktowa, modułowa budowa ułatwia przenoszenie i obsługę analizatora
- Wbudowane WiFi i płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT usprawnia przesyłanie danych
- Bezpieczne połączenie z systemami LIS/HIS/EHR za pośrednictwem sieci Ethernet, Wi-Fi lub oprogramowania pośredniczącego.
- Intuicyjny interfejs umożliwia zaawansowaną analizę danych, przyspieszając podejmowanie decyzji diagnostycznych
- Szeroki zakres badań zawiera rutynowe badania moczu, oznaczenie mikroalbuminy oraz przeprowadzanie testów ciążowych hCG
- Prosta kontrola jakości z wykorzystaniem pasków Chek-Stix UA Dipeptide Quality Control

Specyfikacja

- **Wymiary i waga:** 23,7 × 10,8 × 29,1 cm, 1,25 kg
- **Warunki pracy:**
 - Temp.: 15–32°C
 - Wilgotność: 10–90% RH
 - Wysokość: do 4500 m
 - Przechowywanie: –20 do 60°C
- **Materiały testowe:**
 - Paski moczu: 18–30°C, 18–80% RH
 - Kasetki hCG: 15–30°C, 20–80% RH
- **Zasilanie:**
 - 100–240 V AC
 - 24 V DC / 65 W
- **Pamięć**
 - 10 000 wyników pacjentów
 - 5 000 wyników QC
- **Kalibracja**
 - Automatyczna, niewymagająca obsługi
- **Kontrola jakości**
 - Kompatybilny z Chek-Stix UA DipLube Liquid QC



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl