



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

Analiza moczu z wiarygodną informacją kliniczną

CLINITEK Status +
CLINITEK Advantus®



Wczesne wykrywanie, monitorowanie i kierowanie terapią m.in. cukrzycy, choroby nerek czy infekcji dróg moczowych



Wyeliminowanie zafałszowań w wynikach poprzez wykrywanie wilgotności w paskach



Wyniki w ok. 1 minuty

Autoryzowany
dystrybutor
i partner
serwisowy

SIEMENS
Healthineers

ARGENTA.COM.PL

Informacje dotyczące produktów objętych zakresem Data Act UE (art. 3(2)) można znaleźć tutaj:





CLINITEK Status +
CLINITEK Advantus®
Analiza moczu z wiarygodną informacją kliniczną

CLINITEK Status +

- **Szybka i wiarygodna analiza**

Po rozpoczęciu badania analizator automatycznie odmierza czas, odczytuje wynik oraz wykrywa interferencje i wilgotność pasków, eliminując ryzyko zafałszowań.

- **Szerokie menu oznaczeń – do 15 testów w trybie POCT**

Szeroki zakres oznaczeń z pasków Multistix® (w 1 minutę) oraz testów kasetkowych hCG (w 2–5 minut). Dostępne testy ilościowe i jakościowe. Wydajność do 60 badań na godzinę.



CLINITEK Advantus®

- **Bardzo wysoka wydajność – do 500 testów na godzinę**

Urządzenie analizuje próbkę już w 7 sekund, co czyni je rozwiązaniem dla średnich i dużych laboratoriów, klinik i przychodni.

- **Automatyczny, precyzyjny odczyt wyników**

Minimalizowanie subiektywności wizualnej i zmniejszone ryzyko błędów dzięki automatycznemu odczytowi pasków. Spójność uzyskiwanych danych klinicznych dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii pasków testowych firmy Siemens (Auto-Checks).

- **Szerokie menu oznaczeń – do 12 testów w trybie POCT**

Rutynowe badanie moczu za pomocą najpopularniejszych pasków testowych CLINITEK Multistix®



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl