



ARGENTA

EKSPERCI Z MISJĄ

W pełni zautomatyzowany system wykonywania testów ELISA

BOLT™



Pełna automatyzacja systemu



Jedno urządzenie, wiele zastosowań



Intuicyjność oprogramowania



Elastyczność konstrukcji modułowej



BOLT™ – w pełni zautomatyzowany system wykonywania testów ELISA

Zastosowanie analizatora BOLT znacząco zmniejsza obciążenie personelu, jednocześnie umożliwiając standaryzację pracy. Dzięki minimalnemu zużyciu materiałów eksploatacyjnych, BOLT jest rozwiązaniem ekologicznym, sprzyjającym ochronie środowiska.

Najważniejsze cechy:

- automatyczne zarządzanie wszystkimi etapami metody ELISA: rozcieńczanie, dozowanie, inkubacja i płukanie
- system 1-płytkowy, na 96 oznaczeń
- do 4 kompatybilnych testów na sesję
- odczyt przy 405, 450, 490, 550 i 630 nm (dostępne niestandardowe długości fali)
- tryb walk-away

Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Alergeny

SENSISpec ELISA Almond, 96 det.
SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin, 96 det.
SENSISpec ELISA Casein, 96 det.
SENSISpec ELISA Cashew, 96 det.
SENSISpec ELISA Coconut, 96 det.
SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin)
SENSISpec ELISA Egg White, 96 det.
SENSISpec ELISA Gliadin/Gluten, 96 det.
SENSISpec ELISA Hazelnut, 96 det.
SENSISpec ELISA Lupin, 96 det.
SENSISpec ELISA Lysozyme, 96 det.
SENSISpec ELISA Macadamia nut, 96 det.

SENSISpec ELISA Milk, 96 det.
SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin), 96 det.
SENSISpec ELISA Mustard, 96 det.
SENSISpec ELISA Ovalbumin, 96 det.
SENSISpec ELISA Peanut, 96 det.
SENSISpec ELISA Pecan nut, 96 det.
SENSISpec ELISA Pistachio, 96 det.
SENSISpec ELISA Sesame, 96 det.
SENSISpec ELISA Soy, 96 det.
SENSISpec ELISA Walnut, 96 det.
SENSISpec INgezim Gluten R5, 96 det

Mykotoksyny

I'screen AFLA M1 milk - Aflatoksyna M1, 96 det.
I'screen AFLA M1 - Aflatoksyna M1, 96 det.
Celer® AFLA B1 - Aflatoksyna B1, 96 det.
Celer® ZEA - Zearalenon, 96 det.
Celer® DON v3 - Deoksyniwalenol, 96 det.
Celer® T2 - T-2 and HT-2 toksyny, 96 det.

Celer® AFLA - Aflatoksyny, 96 det.
Celer® FUMO - Fumonizyny, 96 det.
Celer® OCHRA - Ochratoksyny, 96 det.
Patulin, ELISA, 96 det.

Pozostałości leków weterynaryjnych (VDR)

I'Screen CAP, ELISA, 96 det. (Chloramfenikol)
I'Screen CAP v2, ELISA, 96 det. (Chloramfenikol)
I'Screen AOX Rapid, ELISA, 96 det. (Nitrofurany)

I'Screen AMOZ Rapid, ELISA, 96 det. (Nitrofurany)
I'Screen SEM Rapid, ELISA, 96 det. (Nitrofurany)
I'Screen AHD Rapid, ELISA, 96 det. (Nitrofurany)

Pestycydy & herbicydy

Glyphosate, ELISA, 96 det.
Atrazine ELISA Plate, 96 det.
Metolachlor, ELISA, 96 det.



A R G E N T A

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl