

SZYBKI PRZEWODNIK PO PRODUKTACH SZCZEPY TESTOWE W MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

Grupa Produktów	Format opakowania	Wielkość	Liczba jtk / pasaż	Przeznaczenie/Charakterystyka
LYFO DISK®	Fiolka z liofilizowanymi tabletkami	6 tabletek	Nie określona 4 pasaż	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola posiewów • Kontrola met. inst. do ID • Kontrola oznaczania lekowrażliwości • Dostępne w zestawach. QC Microorganism Sets
KWIK-STIK™ 2 Pack	Zestaw w foliowej saszetce, zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę	2 zestawy KWIK-STIK™	Nie określona 4 pasaż	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola posiewów i metod, w tym oznaczania lekowrażliwości • Kontrola met. inst. do ID • Dostępne w zestawach QC Microorganism Sets
KWIK-STIK™ 6 Pack	Zestaw w foliowej saszetce, zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę Opakowanie zbiorcze - tubus	6 zestawów KWIK-STIK™	Nie określona 4 pasaż	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola posiewów i metod, w tym oznaczania lekowrażliwości • Kontrola met. inst. do ID • Dostępne w zestawach -zob. QC Microorganism Sets
KWIK-STIK™ Plus	Zestaw w foliowej saszetce, zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę Opakowanie zbiorcze - tubus	5 zestawów KWIK-STIK™	Nie określona 2 pasaż	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pasaż pozwala na więcej przesiewów • Kontrola metod inst. do ID • Certyfikat
Lab-Elite™ Certified Reference Material	Zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę, opakowanie zewnętrzne – tubus	1 zestaw KWIK-STIK™ Certyfikat zestawu	Nie określona 1 pasaż	<ul style="list-style-type: none"> • Validacja nowych metod lub instrumentów, • Kontrola jakości badań, • Dla lab. akredytowanych wg ISO 17025 • Pasaż pierwszy, jednokrotne użycie, 100% wiarygodności • Certyfikat
KWIK-QC™ Slides	Pudełko	10 płytek	Nie określona	<ul style="list-style-type: none"> • Badanie mikroskopowania • Zawiera dodatni i ujemny preparat oraz miejsce na barwienie preparatu
Microbiology QC Slides	Pudełko	10 płytek	Nie określona	<ul style="list-style-type: none"> • Badanie mikroskopowania. Zawiera jeden lub dwa utrwalone preparaty, lub rozmaz populacji wybranego mikroorganizmu