

CAL 6000

Nowa generacja lini do analizy komórkowej Automatyka hematologiczna w zasięgu ręki

- ▶ Nowej generacji linia do analizy komórkowej. Połączenie dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych BC-6000 lub BC-6200 i urządzenia SC-120
- ▶ Wydajność 220 testów na godzinę i 120 szkiełek z rozmazami na godzinę
- ▶ Możliwość grupowania próbek w odrębnych rackach, zależnie od rodzaju oznaczenia
- ▶ Zintegrowany tor podawania próbek o pojemności do 100 pacjentów
- ▶ Możliwość definiowania reguł rerun, reflex, re-exam
- ▶ Kompaktowy system nabiurkowy
- ▶ Oznaczenia CBC+DIFF, RET, BF (płyny z jam ciała), barwienie preparatów



CAL 6000* = BC-6000/BC-6200 + BC-6000/BC-6200 + SC-120 + Podajnik

W swoim segmencie rozwiązań, CAL 6000 jest jedynym systemem, który obsługuje mikrometodę

“Dwa tory podajnika” pozwalają na elastyczne dopasowanie do potrzeb oraz charakteru pracy każdego laboratorium maksymalizując jego efektywność

Postępując zgodnie z 3 prostymi krokami „Załaduj i uruchom”, użytkownicy SC-120 mogą uzyskać gotowe szkiełka do analizy mikroskopowej

Próbki CITO/STAT mogą być analizowane w trybie priorytetowym, który minimalizuje czas oczekiwania na wynik badań pilnych

* CAL = Cellular Automation Line
automatyczny system nabiurkowy
złożony z 3 elementów

