



ARGENTA

## Diagnostyka prątków gruźlicy i prątków niegruźliczych (MOTT)



[ARGENTA.COM.PL](http://ARGENTA.COM.PL)



## DIAGNOSTYKA PRĄTKÓW GRUŻLICY I PRĄTKÓW NIEGRUŻLICZYCH (MOTT)



### Dekontaminacja próbek płwociny

**Zestaw NAC-PAC® EA3** umożliwia standaryzację procesu dekontaminacji płwociny w diagnostyce prątków kwasoopornych. Odczynniki o odmierzonych objętościach są umieszczone w przyjaznych użytkownikowi listwach i są gotowe do użycia, zapewniając wyższy odzysk mykobakterii niż tradycyjne metody.

Nazwa produktu	Ilość oznaczeń	Kod produktu
Zestaw do dekontaminacji płwociny NAC-PAC EA3	60 próbek	0004815

### Tradycyjne odczynniki do dekontaminacji płwociny

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
N-acetylo-L-cysteina 98%	1 kg	160280010
N-acetylo-L-cysteina 98%	250 g	160282500
Cytrynian sodu 2.hydrat czda	1 kg	117957800.1000
Sodu wodorotlenek czda	1 kg	118109252.1000

### Barwienie prątków kwasoopornych

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
Ziehl Nelseen Kit zestaw do barwienia na gorąco	3 X 1l (400 - 600 preparatów)	365400-0000
Kit Cold ZN zestaw do barwienia na zimno	4x 240 ml (100 - 150 preparatów)	362390-0000
QuickTB Kit zestaw do szybkiego barwienia metodą Kinyouna-Gabetta	2 x 125 ml (125 - 200 preparatów)	361560-0000
Fluo-Ral Kit zestaw odczynników zawierający utrwalacz, barwnik fluorescencyjny-auraminę	2 x 125 ml (125 - 200 preparatów)	361560-0000



## DIAGNOSTYKA PRĄTKÓW GRUŹLICY I PRĄTKÓW NIEGRUŹLICZYCH (MOTT)



### Metoda automatyczna

Prosty w użyciu, wydajny i kompaktowy aparat do barwienia preparatów metodą zanurzeniową-RALStainer. Pełna automatyka oraz prosta obsługa urządzenia w połączeniu z wysokiej jakości odczynnikami gwarantuje powtarzalność i doskonałą jakość barwionych preparatów.

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
RAL Stainer Cold ZN Kit zestaw do automatycznego barwienia metodą Ziehl-Neelsena	300 preparatów	360240
RAL Stainer aparat do barwienia preparatów metodą zanurzeniową 405000		405000

### Hodowla - metoda manualna

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
Podłoże Lowensteina-Jensena z glicerolem	1 kg	160280010
Podłoże Lowensteina-Jensena z glicerolem z PACT	250 g	160282500
Podłoże, Stonebrinka , PACT	1 kg	117957800.1000



### Inne produkty pomocne w diagnostyce prątków gruźlicy

Test kasetkowy, immunochromatograficzny pozwalający w 15 minut różnicować *Mycobacterium tubercu/osis* od innych prątków niegruźliczych MOTT. Test przeznaczony jest do potwierdzania kolonii z pożywek stałych oraz płynnych hodowli przeprowadzanych w systemach automatycznych.

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
Test SD Bioline TB Ag MPT64 Rapid	20 testów	08FKSO



Szkiełka zawierają dwa pola z utrwalonymi metanolem: AFB-dodatnie *Mycobacterium gordonae*, pochodną szczepu ATCC® 14470™.

Pole bliżej etykiety zawiera utrwaloną AFB-dodatnie *Cryptosporidium* z próbki kału oraz AFB-ujemne bakterie jelitowe.

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
Acid Fast Control Slide szkiełka kontrolne barwienia AFB	10 szkiełek	SL40-10





## DIAGNOSTYKA PRĄTKÓW GRUŻLICY I PRĄTKÓW NIEGRUŻLICZYCH (MOTT)

# T-SPOT®.TB

Nazwa produktu	Wielkość opakowania	Kod produktu
TB.300 T-Spot.TB Kit - testy do diagnostyki utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy	24 testy	TB.300
AIMV Media - pożywka płynna do hodowli komórek	1 x 50 ml	AV.200/50
AIMV Media - pożywka płynna do hodowli komórek	1 x 500 ml	AV.200/500
Fast Read 102 Counting Chambers studzienki do liczenia komórek	100 szt.	DCC.100
Leucosep Kit - próbówki do izolacji komórek PBMC	50 probówek	LTK.615
StatMatic li plate washer płuczka do mikroplątek	1 szt.	PW.100
RPMI 1640 - pożywka do przemywania komórek	1 x 500 ml	RPMI
T-cell Xtend Kit - odczynnik przedłużający trwałość próbki krwi	3x2 ml	TTK.610



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl