



A R G E N T A

Panel STD

Katalog testów STD do identyfikacji bakteryjnych i wirusowych patogenów przenoszonych drogą płciową



Zestawy z serii Bosphore® STD to testy do diagnostyki in vitro oparte na Real-Time PCR, oznaczone znakiem CE IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/WE. Wykrywają i charakteryzują szereg patogenów urogenitalnych z wiodącą na rynku czułością i specyficznością. Zestawy różnią się rodzajem i ilością patogenów i są podzielone w grupy, tak żeby dobrać odpowiedni test do potrzeb diagnostyki. W każdym zestawie znajduje się zintegrowana kontrola wewnętrzna oraz kontrole pozytywne. Zestawy są walidowane z najbardziej popularnymi instrumentami i metodami ekstrakcji kwasów nukleinowych.



Poznaj pełną ofertę

ARGENTA.COM.PL

	DIAGNOSTIC KITS	NUCLEIC ACID EXTRACTION			INSTRUMENTS
STD PATHOGENS	Bosphore STDs Panel Kit v1*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum			IVD-CE	25 rxn ABSTD1
				2 tubes	50 rxn ABSTD2
					100 rxn ABSTD3
	Bosphore STDs Panel Kit v4*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	G. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum			IVD-CE	25 rxn ABSTS1
				3 tubes	50 rxn ABSTS2
					100 rxn ABSTS3
	Bosphore STDs Panel Kit v5*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum			IVD-CE	25 rxn ABSTS4
				3 tubes	50 rxn ABSTS5
					100 rxn ABSTS6
	Bosphore STDs Panel Kit v6*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum			IVD-CE	25 rxn ABSTS7
				4 tubes	50 rxn ABSTS8
					100 rxn ABSTS9
HPV + LIFORIVER	Bosphore PSTD anel Bundle Kit v1*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Bosphore STDs Panel Kit v1 + Bosphore C. trachomatis Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABSTC1
				3 tubes	50 rxn ABSTC2
					100 rxn ABSTC3
	Bosphore PSTD anel Bundle Kit v2*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Bosphore STDs Panel Kit v4 + Bosphore C. trachomatis Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABSTC4
				4 tubes	50 rxn ABSTC5
					100 rxn ABSTC6
	Bosphore PSTD anel Bundle Kit v3*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Bosphore STDs Panel Kit v5 + Bosphore C. trachomatis Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABSTC7
				4 tubes	50 rxn ABSTC8
					100 rxn ABSTC9
	Bosphore PSTD anel Bundle Kit v4*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Bosphore STDs Panel Kit v6 + Bosphore C. trachomatis Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABSTCA
				5 tubes	50 rxn ABSTCB
					100 rxn ABSTCC
	Bosphore Genital Ulcer Panel Kit*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	HSV-1, HSV-2, T. pallidum			IVD-CE	25 rxn ABGUS1
				1 tube	50 rxn ABGUS2
					100 rxn ABGUS3
	Bosphore STD Urethritis Mini Panel Kit*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis			IVD-CE	25 rxn ABUMP1
				1 tube	50 rxn ABUMP2
					100 rxn ABUMP3
	Bosphore STD Urethritis Mini Bundle Kit*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis Bosphore STD Urethritis Mini Panel Kit + Bosphore C. trachomatis Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABUMB1
				2 tubes	50 rxn ABUMB2
					100 rxn ABUMB3
	Bosphore STD Cervicitis Panel Bundle Kit*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	C. trachomatis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis Bosphore STD Urethritis Mini Bundle Kit + Bosphore Genital Ulcer Detection Kit v1			IVD-CE	25 rxn ABCER1
				3 tubes	50 rxn ABCER2
					100 rxn ABCER3
	Bosphor C. trachoma Detetection Kit v1				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
				IVD-CE	25 rxn ABCTR1
					50 rxn ABCTR2
					100 rxn ABCTR3
	Bosphore M. hominis-M. genitalium Detection Kit v1*				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
				IVD-CE	25 rxn ABMHG1
				1 tube	50 rxn ABMHG2
					100 rxn ABMHG3
	Bosphore DHPV Detection Kit v1				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes detected: 6, 7, 11, 13, 16, 31, 33, 45			IVD-CE	25 rxn ABHPD1
				1 tube	50 rxn ABHPD2
					100 rxn ABHPD3
	Bosphore DHPV Detection Kit v4				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes detected: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 6, 7, 11, 13, 40, 43, 44, 62, 72, 74, 81, 83, 89			IVD-CE	25 rxn ABHPDA
				2 tubes	50 rxn ABHPDB
					100 rxn ABHPDC
	Bosphore HPV Genotyping High Risk Basic Kit v1				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes: 16, 18, 31			IVD-CE	25 rxn ABHPB1
				1 tube	50 rxn ABHPB2
					100 rxn ABHPB3
	Bosphore HPV Genotyping High Risk Basic Kit v4 (Fast Extraction)				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes: 16, 18, 31 Includes EX-Tract DNA Solution. No additional NA extraction kit needed			IVD-CE	25 rxn ABHPBA
				1 tube	50 rxn ABHPBB
					100 rxn ABHPBC
	Bosphore HPV Genotyping High Risk Kit v1				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68			IVD-CE	25 rxn ABHPV1
				5 tubes	50 rxn ABHPV2
	Bosphore HPV Genotyping High Risk Kit v4 (Fast Extraction)				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	Genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Includes EX-Tract DNA Solution. No additional NA extraction kit needed			IVD-CE	25 rxn ABHPVA
				5 tubes	50 rxn ABHPVB
	Bosphore HPV HR-LR-Genotyping Kit v1				
	Internal Control	Ready to Use PCR Master Mix			
	High Risk Genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Low Risk Genotypes: 6, 11, 42, 61, 70			IVD-CE	25 rxn ABHHL1
				7 tubes	50 rxn ABHHL2



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań

t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl