



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ



Detekcja mykotoksyn za pomocą szybkich testów SENSIStrip LFT



**Zgodność z europejskimi wytycznymi dotyczącymi
wymaganych poziomów detekcji**



**Wysoka wydajność w każdych warunkach
środowiskowych, również poza laboratorium**



**Możliwość uzyskania wyników jakościowych i
ilościowych**



Detekcja mykotoksyn za pomocą szybkich testów SENSIStrip LFT

Detekcja Mykotoksyn za pomocą szybki testów SENSIStrip LFT

- Wyniki w 7 minut
- Proste workflow
- Zgodność zestawów z rygorystycznymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi wymaganych poziomów detekcji
- Wysoka wydajność w każdych warunkach środowiskowych, również poza laboratorium
- Przyjazne dla środowiska: paski testowe są dostarczane bez plastikowych kaset i jednorazowych wkładów
- Możliwość uzyskania wyników jakościowych i ilościowych



Odważ
próbkę




Dodaj proszek
do ekstrakcji
i wodę



Wytrząsaj
próbkę przez
2 min.



Zwiruj próbkę
przez 10
sekund



Inkubuj przez
2 minuty



Odczytaj
wynik

SENSIStrip AFLA

SENSIStrip DON

Nr katalogowy	R.30.AFL.K42/20	R.30.AFL.K42/100	R.30.DON.K42/20	R.30.DON.K42/100
Liczba testów	20	100	20	100
Target	Aflatoksyny TOTAL		Deoksyniwalenol	
Matryca	Kukurydza, jęczmień, sorgo, pszenica, kasza owsiana, ryż brązowy, soja, pasza dla krów, orzeszki ziemne, gluten kukurydziany		Kukurydza, kielki kukurydzy, gluten kukurydziany, pszenica, cały owies, pszenica Durum, sorgo, ryż brązowy, jęczmień, żyto	
Czas analizy	2 minuty		2 minuty	
Temperatura przechowywania	2-8°C		2-8°C	
Okres ważności	12 miesięcy		12 miesięcy	



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl