



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Gąbki do poboru próbek

Asortyment dla każdego laboratorium



Zobacz film



Grafika przygotowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji



Do poboru próbek z powierzchni większej niż 100 cm²



Wykonane z tworzywa niehamującego wzrostu drobnoustrojów, np. z celulozy lub poliuretanu



Zapewnienie wysokiego odzysku drobnoustrojów i minimalizacji ryzyka kontaminacji



Zgodne z normą: ISO 17604 oraz ISO 18593

ARGENTA.COM.PL



Gąbki do poboru próbek - asortyment dla każdego laboratorium

Gąbki do poboru próbek:

- Pobór z powierzchni większej niż 100 cm²
- Produkt wykonany z tworzyw niehamujących wzrost drobnoustrojów, np. z celulozy lub poliuretanu
- Wysoki odzysk drobnoustrojów i minimalizacja ryzyka kontaminacji
- Szeroka oferta gąbek: z odłączanym uchwytem, nasączonych zbuforowaną wodą peptonową lub buforem neutralizującym
- Zgodne z normą: ISO 17604 i ISO 18593

Rodzaj produktu	Nazwa katalogowa	Nr kat.
Gąbka nasączona zbuforowaną wodą peptonową	Gąbka w woreczku Twirl-Tie™, nasączona zbuforowaną wodą peptonową; op. 200 szt.	10004594
	Sponge'n Bag 10mL Buffered Peptone Water, op. 100szt.	HSB100BPWP
Gąbka nasączona buforem neutralizującym	Gąbka w woreczku Twirl-Tie™, nasączona buforem neutralizującym; op. 200 szt.	10006871
	Sponge'n Bag 10ml Neutralizing Buffer; op. 100 szt.	HSB100NBP
	Gąbki z neutralizatorem + woreczki; 50 szt.	MW723A
Gąbka z buforem fosforanowym	Polywipe - zwilżone gąbki do wymazów+ zamykane woreczki; 50 szt.	MW729A
Gąbki do pobierania wymazów z tusz	Polywipe do wymazów z tusz; gąbki + zamykane woreczki; 50 szt.	MW726A
Sucha gąbka	Sucha gąbka w woreczku Twirl-Tie™; op. 250 szt.	10006301
Gąbka z odłączanym uchwytem nasączona zbuforowaną wodą peptonową	Gąbka z uchwytem, nasączona zbuforowaną wodą peptonową; op. 100 szt.	10006950
	Gąbka z odłączanym uchwytem nasączona 10ml buforowanej wody peptonowej; op. 100 szt.	SS100BPWP
Gąbka z uchwytem, nasączona buforem neutralizującym	Gąbka z uchwytem, nasączona buforem neutralizującym; op. 100 szt.	10006872
	Gąbka z odłączanym uchwytem nasączona 10ml buforu neutralizującego; op. 100 szt.	SS100NBP
Gąbka z uchwytem, nasączona bulionem Letheen	Gąbka z uchwytem, nasączona bulionem Letheen; op. 100 szt.	10005425
	Gąbka z odłączanym uchwytem nasączona 10ml Letheen Broth; op. 100 szt.	SS100LET
Sucha gąbka	Sucha gąbka z uchwytem; op. 100 szt.	10006952

