



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Wymazówki do pobierania próbek

Dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów



 Zobacz film



Do pobierania próbek z powierzchni mniejszej niż 100 cm²



W formie plastikowej lub drewnianej pałeczki z bawełnianą, wiskozową lub nylonową końcówką



Zapewnienie precyzji i niezawodnych wyników badań



Wymazówki do pobierania próbek dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów

Wymazówki do pobierania próbek:

- Pobór z powierzchni mniejszej niż 100 cm² oraz miejsc trudno dostępnych
- Produkt dostępny z końcówkami bawełnianymi, wiskozowymi, nylonowymi i z poliestru
- Dostosowane do różnych potrzeb laboratoryjnych
- Szeroka oferta wymazówek: suche, z rozcieńczalnikami BPW oraz NRS, a także z podłożem transportowym
- Precyzja i niezawodne wyniki dzięki sterylności i najwyższej jakości wykonania produktu

Rodzaj produktu	Nazwa katalogowa	Nr kat.
Wymazówki suche w próbówce transportowej	BioSafe Dry specimen collection swab, 100 szt.; Wymazówka sucha, sterylna; trzonek z wiskozy, patyczek z polistyrenu, w próbówce z polipropylenu, czerwony korek; 150 mm	TYO303
	Dryswabs - sterylna wymazówka z wiskozy z plastikowym patyczkiem; 100 szt.	MW118S
	Wymazówka w próbówce transportowej (zgrzewane dno), bez podłoża, sterylna, plastikowa 150mm, końcówka z poliestru (Dacron); 100 szt.	MW1028D
	Wymazówka sucha, plastikowa, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. listkach op. = 1000 szt.;	CTA90004
	Wymazówka sucha, drewniana, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. listkach op. = 1000 szt.;	CTA90003
	Wymazówka sucha, drewniana, sterylna, pakowana po 10 szt. w tzw. listkach op. = 1000 szt.;	CTA90001
	Wymazówka sucha, plastikowa, sterylna, pakowana po 10 szt. w tzw. listkach op. = 1000 szt.;	CTA90002
Wymazówki z rozcieńczalnikiem	Buffered Peptone Water; op. 50x10 ml Transwab® NRS II™ with Buffered Peptone Water	MW776
	NRS Transwab wymazówka i próbówka z rozcieńczalnikiem z neutralizatorem, op. 50 wymazówek x 5 ml	MW784
	NRS Transwab wymazówka i próbówka z rozcieńczalnikiem z neutralizatorem op. 50 wymazówek x 10 ml	MW785
	NRS Transwab wymazówką z rozcieńczalnikiem: 1 ml NRS, op. 50 wymazówek x 1 ml	MW786
Wymazówki z podłożem transportowym	BioSafe Amies specimen collection swab, 100 szt.; Wymazówka z podłożem transportowym Amies, sterylna; trzonek z wiskozy, patyczek z polistyrenu, w próbówce z polipropylenu, niebieski korek; 150 mm	TYO10261
	Wymazówka UNI-TER w próbówce transportowej 12x140 mm, z podłożem Amies bez węgla, sterylna, plastikowy patyczek, końcówka standardowa Rayon; op. 100 szt.	230397
	Transwab, Plastic Stick, Amies Agar Gel - No Charcoal; 125 szt.; końcówka z wiskozy, zgrzewane dno	MW170
	BioSafe Stuart specimen collection swab, 100 szt.; Wymazówka z podłożem transportowym Stuart, sterylna; trzonek z wiskozy, patyczek z polistyrenu, w próbówce z polipropylenu, biały korek; 150mm	TYO10264
	Wymazówka UNI-TER w próbówce transportowej 12x140 mm, z podłożem Stuart bez węgla, sterylna, plastikowy patyczek, końcówka standardowa Rayon; op. 100 szt.	230117
	Transwab, Plastic Stick, Amies Agar Gel - with Charcoal; 125 szt.;	MW171
	Wymazówka UNI-TER w próbówce transportowej 12x140 mm, z podłożem Amies z węglem, sterylna, plastikowy patyczek, końcówka standardowa Rayon; op. 100 szt.	230417
	Wymazówka UNI-TER w próbówce transportowej 12x140mm, z podłożem Stuart z węglem, sterylna, plastikowy patyczek, końcówka standardowa Rayon; op. 100 szt.	230197
Wymazówki transportowe z płynnym podłożem transportowym	Sigma Virocult (1ml); 125 szt. Płynne podłoże wirusologiczne, metody molekularne i hodowlane.	MW951S
	Fecal Transwab with liquid Cary Blair Medium; 125 szt. Podłoże Cary-Blair, do próbek kału i badań enteropatogenów, metody molekularne i hodowlane.	MW168S
	Transwab (Sigma Transwab) with Liquid Amies & Capsure (Small Vial); 125 szt.	MW176S
Szablon do pobierania wymazów	Szablon 10x10cm, sterylny, biały, plastik PVC, op. 5 szt.	A04321



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl