



ARGENTA
WET

LOCMEDT®

Automatyczny analizator biochemiczny

Noahcali-100



W pełni automatyczny - wstępnie zainstalowany rozcieńczalnik, kalibracja na podstawie kodu QR



Analiza do 22 wskaźników biochemicznych jednocześnie



Wymagana mała objętość próbki - jedynie 90-120 μ l



Dokładne wyniki już w 12 minut



Automatyczny analizator biochemiczny

Noahcali-100 jest przenośnym analizatorem biochemicznym umożliwiającym ilościowe oznaczanie wskaźników biochemicznych z krwi pełnej, osocza i surowicy.

Jednorazowe dyski z zliofilizowanymi odczynnikami oparte są na technologii mikroprzepływowej i umożliwiają uzyskanie wyniku z 3 kropli krwi.

Trzy proste kroki analizy:



Dodaj 100 µl próbki



Włóż dysk



Odczytaj wynik

Produkty	Liczba szt./op.	Nr katalogowy
Health Check Panel 16 (TP, ALB, CK, A/G*, TBIL, ALT, BUN, CRE, GLU, TC, Ca, PHOS, GLOB*, AMY, ALP, BUN/CRE*)	1	35200016
Liver Function Panel 13 (ALB, AST, ALT, ALP, GGT, TBA, TBIL, TC, TP, UA, GLOB*, A/G*, AST/ALT*)	1	35200020
Electrolytes Panel 9 (K+, NA+, CL-, tCO2, Ca, Mg2+, PHOS, LAC, Na+/K+*)	1	35200022
Kidney Function Panel 9 (ALB, PHOS, BUN, CRE, UA, Ca, K+, tCO2, BUN/CRE*)	1	35200021
Liver and Kidney Function Panel 14 (ALB, AST, ALT, ALP, CRE, GLU, GGT, TBIL, TP, BUN, GLOB*, A/G*, BUN/CRE*, AST/ALT*)	1	35200019
Preanesthetic Panel 14 (AST, ALT, ALP, CK, CRE, GLU, LDH, TP, BUN, BUN/CRE*, AST/ALT*, ALB, GLOB*, A/G*)	1	35200017
Comprehensive Diagnostic Panel 22 (ALB, AST, ALT, AMY, ALP, CK, CRE, GLU, PHOS, LDH, GGT, Ca, TBIL, TC TG, TP, UA, BUN, GLOB*, BUN/CRE*, AST/ALT*, A/G*)	1	35200015
Critical Care Panel 13 (ALT, AMY, CHE, CRE, GLU, NA+, K+, BUN, NA+/K+*, tCO2, BUN/CRE*, CL-)	1	35200018
Coagulation Panel 4 (APTT, PT, TT, FIB)	1	
Canine Inflammation Panel 10** (CRP, LPS, AMY, TP, ALB, A/G*, GLO*, BUN, CRE, BUN/CRE*)	1	
Feline Inflammation Panel 13** (SAA, LPS, AMY, ALB, TP, A/G*, GLO*, BUN, CRE, BUN/CRE*, TBA, GGT, ALP)	1	

** Nowość dostępna pod koniec 2024 r.



Sprawdź ofertę analizatorów biochemicznych i immunologicznych, hematologicznych, do analizy moczu



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl