



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

Wymazówki do pobierania próbek

Dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów



Grafika poglądowa wygenerowana z użyciem AI.



Do pobierania próbek z powierzchni mniejszej niż 100 cm²



W formie plastikowej lub drewnianej pałeczki z bawełnianą, wiskozową lub nylonową końcówką



Zapewnienie precyzji i niezawodnych wyników badań



Wymazówki do pobierania próbek dostosowane do różnych potrzeb laboratoriów

Wymazówki do pobierania próbek:

- Pobór z powierzchni mniejszej niż 100 cm² oraz miejsc trudno dostępnych
- Produkt dostępny z końcówkami bawełnianymi, viskozowymi, nylonowymi i z poliestru
- Dostosowane do różnych potrzeb laboratoryjnych
- Szeroka oferta wymazówek: suche, z rozcieńczalnikami BPW oraz NRS, a także z podłożem transportowym
- Precyzja i niezawodne wyniki dzięki sterylności i najwyższej jakości wykonania produktu

Rodzaj produktu	Nazwa katalogowa	Nr kat.
Wymazówki suche w próbówce transportowej	Wymazówka sucha, drewniana, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. listkach op. 1000 szt. Drewniany trzonek, indywidualne pakowanie w tzw. listkach, końcówka bawełniana	CTA90003
	Wymazówka sucha, plastikowa, sterylna, indywidualnie pakowana w tzw. listkach op. = 1000 szt. Indywidualnie pakowana, końcówka bawełniana	CTA90004
	Wymazówka sucha, drewniana, sterylna, pakowana po 10szt w tzw. listkach op. = 1000 szt. Pakowana po 10 szt., drewniany trzonek, końcówka bawełniana	CTA90001
Wymazówki transportowe z płynnym podłożem transportowym	Sigma Virocult (1ml); 125 szt. Płynne podłoże wirusologiczne, metody molekularne i hodowlane	MW951S
	Fecal Transwab with liquid Cary Blair Medium; 125 szt. Podłoże Cary-Blair, do próbek kału i badań enteropatogenów, metody molekularne i hodowlane.	MW168S
	Transwab (Sigma Transwab) with Liquid Amies & Capsure (Small Vial); 125 szt. Płynne podłoże Amies (1ml), do badań hodowlanych i molekularnych	MW176S



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o. ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl