



ARGENTA

interscience

Automatyczny licznik kolonii i czytnik stref zahamowania

Scan[®] 4000



Dostosowanie do wszystkich rozmiarów płytek Petriego i pożywek



Dokładność i doskonała powtarzalność dzięki systemowi oświetlania wysokiej jakości



Automatyczne oddzielanie skupisk kolonii



Wykrywanie i zliczanie 7 kolorów na tej samej płytce



Scan[®] 4000 - automatyczny licznik kolonii i czytnik stref zahamowania

Scan[®] 4000

Kamera o ultra wysokiej rozdzielczości

- Kamera CCD ultra HD 5 megapikseli
- Zoom cyfrowy x 69
- Obraz z kamery na żywo

Rozproszone źródło światła

- Zapobieganie odbiciu światła w kamerze

Biała kopuła LED

- Białe rozproszone oświetlenie LED bez refleksów i cieni



Zintegrowany CFR21 część 11

- Podpis elektroniczny, ścieżka audytu i zabezpieczenie wyników

Odczyt na 100% powierzchni płytki Petriego

- Automatyczna detekcja i zoom

Najdokładniejszy odczyt dostępny na rynku

- Okrągłe płytki Petriego o średnicy od 55 do 150 mm
- Kwadratowe płytki Petriego o boku 120 mm



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl